



Fechamento com segurança.  
Não deixa resíduos.\*

Dispositivo De Fechamento Vascular MYNX CONTROL™







# GUIA PARA SELEÇÃO DE PACIENTES

\* The sealant is resorbed by the body within 30 days.

*Cordis*™



# GUIA PARA SELEÇÃO DE PACIENTES - DISPOSITIVO DE FECHAMENTO MYNX CONTROL™

	 <b>Uso Indicado</b>	 <b>MYNX CONTROL™ pode ser usado onde outros dispositivos não podem</b>	 <b>Proceda com cautela</b>	 <b>Observe onde MYNX CONTROL™ é contraindicado</b>
<b>Localização da Punção</b>	A punção é realizada na artéria femoral comum, acima da bifurcação e abaixo da Artéria Epigástrica Inferior	Nada para impedir o recesso no mesmo local imediatamente após um caso de diagnóstico	Punção baixa, na bifurcação da artéria femoral distal ou abaixo da bifurcação da artéria femoral distal, SOMENTE se o lúmen for >5 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Punção alta, acima do ligamento inguinal na artéria ilíaca externa*</li><li>• Punções na parede posterior</li></ul>
<b>Tipo de Local de Acesso</b>	Punção única	<ul style="list-style-type: none"><li>• APunção anterógrada</li><li>• Punção na bifurcação<sup>1</sup></li></ul>		Punções múltiplas <sup>2</sup>
<b>Tamanho da Artéria Femoral</b>	Diâmetro ≥ 5 mm			<5 mm
<b>Peso do Paciente</b>	Profundidade do tecido entre 2-4 cm		<ul style="list-style-type: none"><li>• Paciente muito magro</li><li>• Paciente com obesidade mórbida</li></ul>	
<b>Tipo de Introdutor</b>	Introdutor para procedimento 5F, 6F ou 7F curto (<12 cm)	Diferente de outros, é possível usar introdutor para procedimento 5 -7 F (não é necessária a troca)	Troca de introdutor longo para introdutor curto	Comprimento do introdutor >12 cm, Medtronic Input™ ou Cook Check-Flo™ Performer <sup>3</sup>
<b>Contagem de Hemoglobina</b>	≥10 g/DL			<10 g/DL <sup>4</sup>
<b>Pressão Arterial</b>	PA Sistólica <180 mmHg		PA Sistólica >180 mmHg <sup>4</sup>	PA Sistólica >220 mmHg <sup>4</sup>
<b>ACT (Heparina)</b>	≤250	300-360		ACT ≥360 INR >1.5 <sup>4</sup>
<b>Presença de Cálcio</b>	Sem cálcio	Diferente de outros, não é contraindicado para cálcio		Doença Vascular Periférica (DVP) clinicamente significativo nas proximidades da punção
<b>Outros Fatores</b>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecido com cicatrizes graves</li><li>• Pacientes com histórico de cirurgia na região lombar</li><li>• Pacientes com doença de Huntington, Parkinson, Síndrome das Pernas Inquietas, bexiga extremamente cheia no final do procedimento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extravasamento visto por angiograma na virilha</li><li>• Sangramento ativo ao redor do introdutor</li><li>• Hematoma pré-existente</li><li>• Localização do introdutor</li></ul>

\* **CUIDADOS:** não use o Dispositivo de Fechamento Vascular MYNX CONTROL™ se o local de punção estiver localizado acima da borda mais inferior da artéria epigástrica inferior e/ou acima do ligamento inguinal com base nas marcas ósseas, pois esse local de punção pode resultar em hematoma/sangramento retroperitoneal.

1. Confirme se o tamanho do vaso é ≥5 mm.

2. **ADVERTÊNCIA:** não use o Dispositivo de Fechamento Vascular MYNX CONTROL™ se a punção for através da parede posterior ou se houver várias punções, pois essas punções podem resultar em hematoma/sangramento retroperitoneal.

3. **PRECAUÇÃO:** o Dispositivo de Fechamento Vascular MYNX CONTROL™ não deve ser usado com introdutores com mais de 12 cm de comprimento efetivo, introdutores Medtronic Input™ (11 cm) ou introdutores Cook Check-Flo™ Performer™.

4. A segurança e eficácia do Dispositivo de Fechamento Vascular MYNX CONTROL™ não foram estabelecidas.

## SOMENTE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

Informação importante: antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, Cordis LOGO e MYNX CONTROL são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA MYNX CONTROL no 81576620003.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

©2023 Cordis. Todos os direitos reservados. 100636991 12/2023

