

Product List

2025 August



Peripheral

- PTA バルーン 3
- 末梢血管用ステント 11
- 腎動脈用ステント 14
- 胆管ステント 14
- 狭窄部貫通用カテーテル 15
- ガイディングカテーテル 16
- ガイドワイヤー 18
- シースイントロデューサー 21
- 造影用カテーテル 22

Peripheral/Coronary

- 止血用デバイス 24
- インフレーションデバイス 25

Coronary

- ガイディングカテーテル 26
- ガイドワイヤー 30
- 心内膜心筋用生検鉗子 31

PTA バルーン

■ SABERX RADIANTZ®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格 : ¥ 52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
R51003004L	3.0	40	190	18	4	3.9/3.3	2
R51003010L	3.0	100	190	18	4		3
R51003015L	3.0	150	190	14	4		3
R51003030L	3.0	300	190	14	4		3
R51004004L	4.0	40	190	18	4		2
R51004006L	4.0	60	190	18	4		2
R51004010L	4.0	100	190	18	4		3
R51004015L	4.0	150	190	14	4		3
R51004030L	4.0	300	190	14	4		3
R51005004L	5.0	40	190	16	4		2
R51005006L	5.0	60	190	16	4		2
R51005010L	5.0	100	190	16	4		3
R51005015L	5.0	150	190	14	5		3
R51006004L	6.0	40	190	16	4		2
R51006006L	6.0	60	190	16	4		2
R51006010L	6.0	100	190	16	5		3
R51006015L	6.0	150	190	14	5		3
R51007004L	7.0	40	190	14	4		2
R51008004L	8.0	40	190	12	4		2

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ SABERX RADIANTZ®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格 : ¥ 37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
R51005030L	5.0	300	190	14	5	4.7/4.3	3
R51006030L	6.0	300	190	14	6		3
R51007006L	7.0	60	190	14	5		2
R51008006L	8.0	60	190	12	5		2
R51009004L	9.0	40	190	10	5		2
R51010004L	10.0	40	190	10	5		2

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

SABERX™ .014

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／特殊型
- 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格: ¥ 52,470)
- 保険償還価格 : ¥47,700
- 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17184014

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
47512015M*	1.25	15	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47520040M	2.0	40	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47520150M	2.0	150	150	16	4	2.8 / 3.6	3
47520200M	2.0	200	150	16	4	3.6	3
47520300M	2.0	300	150	16	4	3.6	3
47525040M	2.5	40	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47525150M	2.5	150	150	16	4	2.8 / 3.6	3
47525200M	2.5-2.0†	200	150	16	4	3.6	3
47525300M	2.5-2.0†	300	150	16	4	3.6	3
47530040M	3.0	40	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47530150M	3.0	150	150	16	4	2.8 / 3.6	3
47535040M*	3.5	40	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47540040M	4.0	40	150	16	4	2.8 / 3.6	2
47540150M	4.0	150	150	16	4	2.8 / 3.6	3
47530040L	3.0	40	200	16	4	2.8 / 3.6	2
47530150L	3.0	150	200	16	4	2.8 / 3.6	3
47540040L	4.0	40	200	16	4	2.8 / 3.6	2
47540150L	4.0	150	200	16	4	2.8 / 3.6	3

承認番号 : 30600BZX00263000 販売名 : SABER .014 PTAカテーテル
*印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。
†印テーパーバルーン (近位部バルーン径 - 遠位部バルーン径)

SABERX™ .014

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／標準型
- 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格: ¥ 37,180)
- 保険償還価格 : ¥33,800
- 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17184014

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
47530200M	3.0-2.5†	200	150	16	4	4.1	3
47530300M	3.0-2.5†	300	150	16	4	4.1	3
47535200M	3.5-3.0†	200	150	16	4	4.1	3
47535300M	3.5-3.0†	300	150	16	4	4.1	3
47540200M	4.0-3.5†	200	150	16	4	4.1	3
47540300M	4.0-3.5†	300	150	16	4	4.1	3
47550200M	5.0-4.5†	200	150	16	5	4.1	3
47550300M	5.0-4.5†	300	150	16	5	4.1	3
47560200M	6.0-5.5†	200	150	16	5	4.1	3
47560300M	6.0-5.5†	300	150	16	5	4.1	3
47530200L	3.0-2.5†	200	200	16	4	4.1	3
47530300L	3.0-2.5†	300	200	16	4	4.1	3
47540200L	4.0-3.5†	200	200	16	4	4.1	3
47540300L	4.0-3.5†	300	200	16	4	4.1	3
47550200L	5.0-4.5†	200	200	16	5	4.1	3
47550300L	5.0-4.5†	300	200	16	5	4.1	3
47560200L	6.0-5.5†	200	200	16	5	4.1	3
47560300L	6.0-5.5†	300	200	16	5	4.1	3

承認番号 : 30600BZX00263000 販売名 : SABER .014 PTAカテーテル
†印テーパーバルーン (近位部バルーン径 - 遠位部バルーン径)

■ SABERX®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格 : ¥ 52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDNコード : 17184014
☐ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
51002002L**	2.0	20	155	18	4	3.9/3.3	2
51002004L	2.0	40	155	18	4		2
51002010L	2.0	100	155	18	4		3
51002015L**	2.0	150	155	18	4		3
51002020L	2.0	200	155	18	4		3
51002025L**	2.0	250	155	18	4		3
51002030L	2.0	300	155	18	4		3
51002530L*	2.5	300	155	18	4		3
51003002L**	3.0	20	155	18	4		2
51003004L	3.0	40	155	18	4		2
51003006L	3.0	60	155	18	4		2
51003010L	3.0	100	155	18	4		3
51003015L	3.0	150	155	14	4		3
51003020L	3.0	200	155	14	4		3
51003025L**	3.0	250	155	14	4		3
51003030L	3.0	300	155	14	4		3
51004002L**	4.0	20	155	18	4		2
51004004L	4.0	40	155	18	4		2
51004006L	4.0	60	155	18	4		2
51004010L	4.0	100	155	18	4		3
51004015L	4.0	150	155	14	4		3
51004020L	4.0	200	155	14	4		3
51004025L**	4.0	250	155	14	4		3
51004030L	4.0	300	155	14	4		3
51005002L**	5.0	20	155	16	4		2
51005004L	5.0	40	155	16	4		2
51005006L	5.0	60	155	16	4		2
51005010L	5.0	100	155	16	4		3
51005015L	5.0	150	155	14	5		3
51006002L**	6.0	20	155	16	4		2
51006004L	6.0	40	155	16	4		2
51006006L	6.0	60	155	16	4		2
51006010L	6.0	100	155	16	5		3
51006015L	6.0	150	155	14	5		3
51007002L**	7.0	20	155	14	4		2
51007004L	7.0	40	155	14	4		2
51008002L**	8.0	20	155	12	4		2
51008004L	8.0	40	155	12	4		2

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ SABERX®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格 : ¥37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)	バルーン マーカー
51005020L	5.0	200	155	14	5	4.7/4.3	3
51005025L**	5.0	250	155	14	5		3
51005030L	5.0	300	155	14	5		3
51006020L	6.0	200	155	14	5		3
51006025L**	6.0	250	155	14	6		3
51006030L	6.0	300	155	14	6		3
51007006L**	7.0	60	155	14	5		2
51007008L**	7.0	80	155	14	5		2
51008006L**	8.0	60	155	12	5		2

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ SABER®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格 : ¥52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)	バルーン マーカー
48003004S*	3.0	40	90	18	4	3.9	2
48004004S*	4.0	40	90	18	4		2
48004010S*	4.0	100	90	18	4		3
48005004S*	5.0	40	90	16	4		2
48005010S*	5.0	100	90	16	4		3
48006004S*	6.0	40	90	16	4		2
48006010S*	6.0	100	90	16	5		3
48007004S*	7.0	40	90	14	4		2
48008004S*	8.0	40	90	12	4		2
48003004X*	3.0	40	150	18	4		2
48004004X*	4.0	40	150	18	4		2

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ SABER™ .035

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格: ¥ 37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDNコード: 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	バルーン マーカー	シャフト径(F) (Distal/Prox.)
48004004P	4	40	40	22	5	2	5.2
48004008P	4	80	40	22	5	2	
48005004P	5	40	40	22	5	2	
48005008P	5	80	40	22	5	2	
48006004P	6	40	40	18	5	2	
48006008P	6	80	40	18	5	2	
48004002N*	4	20	80	22	5	2	
48004004N	4	40	80	22	5	2	
48004010N	4	100	80	22	5	3	
48005002N*	5	20	80	22	5	2	
48005004N	5	40	80	22	5	2	
48005010N	5	100	80	22	5	3	
48006002N*	6	20	80	18	5	2	
48006004N	6	40	80	18	5	2	
48006010N	6	100	80	17	5	3	
48007002N*	7	20	80	18	5	2	
48007004N	7	40	80	18	5	2	
48008002N*	8	20	80	16	6	2	
48008004N	8	40	80	16	6	2	
48009002N*	9	20	80	13	6	2	
48009004N	9	40	80	13	6	2	
48010002N*	10	20	80	14	7	2	
48010004N	10	40	80	14	7	2	
48012002N*	12	20	80	12	7	2	
48012004N	12	40	80	12	7	2	
48004004R	4	40	135	22	5	2	
48005004R	5	40	135	22	5	2	
48006004R	6	40	135	18	5	2	
48007004R	7	40	135	18	5	2	
48008004R	8	40	135	16	6	2	
48010004R	10	40	135	14	7	2	

承認番号: 30500BZX00039000 販売名: SABER .035 PTA カテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ AVIATOR PLUS® アビエータープラス®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格 : ¥52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	適合最小 ガイディング カテーテル (F)	シャフト径 (F)
424-4015W	4.0	15	142	14	4	6	3.3
424-4020W	4.0	20	142	14	4		
424-4030W	4.0	30	142	14	4		
424-4040W	4.0	40	142	14	4		
424-4515W	4.5	15	142	14	4		
424-4520W	4.5	20	142	14	4		
424-4530W	4.5	30	142	14	4		
424-5015W	5.0	15	142	14	4		
424-5020W	5.0	20	142	14	4		
424-5030W	5.0	30	142	14	4		
424-5040W	5.0	40	142	14	4		
424-5515W	5.5	15	142	14	4		
424-5520W	5.5	20	142	14	4		
424-5530W*	5.5	30	142	14	4		
424-6015W	6.0	15	142	14	4		
424-6020W	6.0	20	142	14	4		
424-6030W*	6.0	30	142	14	4		
424-6040W	6.0	40	142	14	4		
424-7015W*	7.0	15	142	12	5		
424-7020W*	7.0	20	142	12	5		
424-7040W*	7.0	40	142	12	5		

承認番号 : 22000BZX01059000 販売名 : アビエータープラス

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ SLEEK® RX スリーク® RX

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格 : ¥52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径(F) (Distal/Prox.)
425-2004X**	2.0	40	150	16	4	3.6/2.1
425-3004X**	3.0	40	150	16		3.6/2.1
425-3504X**	3.5	40	150	16		3.9/2.1
425-4004X**	4.0	40	150	16		3.9/2.1
425-2012X**	2.0	120	150	15		3.6/2.1
425-2022X**	2.0	220	155	15		3.6/2.1
425-2522X**	2.5	220	155	15		3.6/2.1
425-3022X**	3.0	220	155	15		3.6/2.1
425-4022X**	4.0	220	155	15		3.9/2.1

承認番号 : 22200BZX00732000 販売名 : Sleek PTA カテーテル

** 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ SLALOM® THRILL スラローム スリル

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型
 ■ 希望販売価格 : ¥47,700 (税込価格: ¥ 52,470) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥47,700 ■ JMDN コード : 17184014
☐ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)
439-3020T**	3.0	20	40	20	4	3.7
439-3040T**	3.0	40	40	20	4	3.7
439-4020T**	4.0	20	40	18	4	3.7
439-4040T**	4.0	40	40	18	4	3.7
439-5020T**	5.0	20	40	16	4	3.7
439-5040T**	5.0	40	40	16	4	3.7
439-6020T**	6.0	20	40	14	5	4.0
439-6040T**	6.0	40	40	14	5	4.0
439-3040S**	3.0	40	80	20	4	3.7
439-4040S**	4.0	40	80	18	4	3.7
439-5040S**	5.0	40	80	16	4	3.7
439-6040S**	6.0	40	80	14	5	4.0

承認番号: 21300BZY00203000 販売名: スラローム

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ POWERFLEX® P3 パワーフレックス P3

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格: ¥ 37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDN コード : 17184014
☐ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)
420-4020T*	4.0	20	40	15	5	5
420-4040T*	4.0	40	40	15	5	
420-5020T*	5.0	20	40	15	5	
420-5040T*	5.0	40	40	15	5	
420-6020T*	6.0	20	40	15	5	
420-6040T*	6.0	40	40	15	5	

承認番号: 21300BZY00256000 販売名: 拡張用PTAカテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ MAXI LD® マキシ-LD

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格: ¥ 37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDN コード : 17184014
☐ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)
416-1540L*	15.0	40	110	6	9	7
416-2040L*	20.0	40	110	6	11	
416-2540L*	25.0	40	110	5	12	

承認番号: 21600BZY00166000 販売名: マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ POWERFLEX® Pro パワーフレックス プロ

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／標準型
 ■ 希望販売価格 : ¥33,800 (税込価格 : ¥ 37,180) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ¥33,800 ■ JMDNコード : 17184014
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ(F)	シャフト径 (F)
440-0402S	4.0	20	80	18	5	5
440-0404S	4.0	40	80	18	5	
440-0410S	4.0	100	80	18	5	
440-0502S	5.0	20	80	15	5	
440-0504S	5.0	40	80	15	5	
440-0510S	5.0	100	80	15	5	
440-0602S	6.0	20	80	15	5	
440-0604S	6.0	40	80	15	5	
440-0610S	6.0	100	80	15	5	
440-0702S	7.0	20	80	15	5	
440-0704S	7.0	40	80	15	5	
440-0802S	8.0	20	80	12	5	
440-0804S	8.0	40	80	12	5	
440-0902S	9.0	20	80	12	6	
440-0904S	9.0	40	80	12	6	
440-1002S	10.0	20	80	12	6	
440-1004S	10.0	40	80	12	6	
440-1202S	12.0	20	80	8	7	
440-1204S	12.0	40	80	8	7	
440-0404X	4.0	40	135	18	5	
440-0504X	5.0	40	135	15	5	
440-0604X	6.0	40	135	15	5	
440-0704X	7.0	40	135	15	5	
440-0804X	8.0	40	135	12	5	
440-0904X*	9.0	40	135	12	6	
440-1004X*	10.0	40	135	12	6	

承認番号 : 22400BZX00501000 販売名 : パワーフレックス プロ

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。



末梢血管用ステント

■ S.M.A.R.T. RADIANT[®] 腸骨・浅大腿動脈用スマートステント

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／橈骨動脈穿刺対応型
■ 希望販売価格 : ￥234,000 (税込価格 : ￥257,400)
■ 保険償還価格 : ￥234,000 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 36035003/44279000

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大 ガイドワイヤー (inch)
SR06040XL	6.0	40	190	6	0.018
SR06100XL	6.0	100			
SR07040XL	7.0	40			
SR07060XL	7.0	60			
SR07080XL	7.0	80			
SR07100XL	7.0	100			
SR08040XL	8.0	40			
SR08060XL	8.0	60			
SR08080XL	8.0	80			
SR08100XL	8.0	100			
SR09040L	9.0	40	150	6	0.018
SR09060L	9.0	60			
SR09080L	9.0	80			
SR10040L	10.0	40			
SR10060L	10.0	60			
SR10080L	10.0	80			

承認番号 : 22500BZX00194000 販売名 : SMART CONTROL ステント

■ S.M.A.R.T. RADIANT[®] 浅大腿動脈用スマートステント

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／橈骨動脈穿刺対応型
■ 希望販売価格 : ￥234,000 (税込価格 : ￥257,400)
■ 保険償還価格 : ￥234,000 ■ クラス分類 III ■ JMDNコード : 36035003

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大 ガイドワイヤー (inch)
SR06150XL	6.0	150	190	6	0.018
SR07150XL	7.0	150			
SR08150XL	8.0	150			

承認番号 : 22500BZX00195000 販売名 : SMART ステント

■ S.M.A.R.T. CONTROL[®] 腸骨・浅大腿動脈用スマートステント

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型
 ■ 希望販売価格 : ￥168,000 (税込価格 : ￥184,800) ■ クラス分類 IV
 ■ 保険償還価格 : ￥159,000 ■ JMDNコード : 36035003/44279000

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大 ガイドワイヤー (inch)
C06040SL	6.0	40	80	6	0.035
C06060SL**	6.0	60			
C06080SL**	6.0	80			
C06100SL	6.0	100			
C07040SL	7.0	40			
C07060SL	7.0	60			
C07080SL	7.0	80			
C07100SL	7.0	100			
C08030SL	8.0	30			
C08040SL	8.0	40			
C08060SL	8.0	60			
C08080SL	8.0	80			
C08100SL	8.0	100			
C06040ML	6.0	40	120		
C06060ML**	6.0	60			
C06080ML**	6.0	80			
C06100ML	6.0	100			
C07040ML	7.0	40			
C07060ML	7.0	60			
C07080ML	7.0	80			
C07100ML	7.0	100			
C08040ML	8.0	40			
C08060ML	8.0	60			
C08080ML	8.0	80			
C08100ML	8.0	100			

承認番号 : 22500BZX00194000 販売名 : SMART CONTROL ステント

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ S.M.A.R.T.[®] Long 浅大腿動脈用スマートステント

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型
 ■ 希望販売価格 : ￥168,000 (税込価格 : ￥184,800) ■ クラス分類 III
 ■ 保険償還価格 : ￥159,000 ■ JMDNコード : 36035003

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム				
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大 ガイドワイヤー (inch)		
C06120SV**	6.0	120	80	6	0.035		
C06150SV**	6.0	150					
C07120SV**	7.0	120					
C07150SV**	7.0	150					
C08120SV	8.0	120					
C08150SV	8.0	150					
C06120ML**	6.0	120	120				
C06150ML	6.0	150					
C07120ML**	7.0	120					
C07150ML	7.0	150					
C08120ML**	8.0	120					
C08150ML	8.0	150					

承認番号 : 22500BZX00195000 販売名 : SMART ステント

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

S.M.A.R.T. CONTROL® 腸骨動脈用スマートステント

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型
■ 希望販売価格 : ¥168,000 (税込価格 : ¥ 184,800) ■ クラス分類 IV
■ 保険償還価格 : ¥159,000 ■ JMDNコード : 44279000

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大 ガイドワイヤー (inch)
C09040SL	9.0	40	80	6	0.035
C09060SL	9.0	60	80		
C10030SL	10.0	30	80		
C10040SL	10.0	40	80		
C10060SL	10.0	60	80		
C12040SV*	12.0	40	80	7	
C12060SV*	12.0	60	80		
C14040SV*	14.0	40	80		
C14060SV*	14.0	60	80		
C10040ML	10.0	40	120	6	
C10060ML	10.0	60	120		

承認番号 : 21700BZY00247000 販売名 : 腸骨動脈用スマートステント

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

腎動脈用ステント

■ PALMAZ GENESIS® 腎動脈用パルマツ ジェネシス®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型
 ■ 希望販売価格 : ¥159,000 (税込価格: ¥174,900) ■ クラス分類 III
 ■ 保険償還価格 : ¥159,000 ■ JMDNコード : 36035003

カタログ番号	ステントサイズ (mm)			シャフト	
	径	長さ		外径 (F)	有効長 (cm)
		拡張前	拡張後		
PG1250PMW	5.0	12	11	3.3	142
PG1260PMW	6.0	12	10	3.3	142
PG1540PMW	4.0	15	14	3.3	142
PG1550PMW	5.0	15	14	3.3	142
PG1560PMW	6.0	15	13	3.3	142
PG1840PMW	4.0	18	17	3.3	142
PG1850PMW	5.0	18	17	3.3	142
PG1860PMW	6.0	18	16	3.3	142

承認番号: 22100BZX00458000 販売名: 腎動脈用パルマツ ジェネシス
在庫終了次第、販売終了となります

胆管ステント

■ PALMAZ® XL パルマツ® XL ステント

- 特定保険医療材料請求区分 : 胆道ステントセット／一般型／永久留置型／ステント／ロング
 ■ 希望販売価格 : ¥93,600 (税込価格: ¥102,960) ■ クラス分類 III
 ■ 保険償還価格 : ¥93,600 ■ JMDNコード : 17672000

カタログ番号	ステントサイズ (mm)			
	拡張前		拡張後	
	内径	長さ	推奨内径	長さ
P4010*	4.0	40	10	39

承認番号: 21600BZY00089000 販売名: パルマツ XL ステント
 * 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。
 ※パルマツ XL ステントはアンマウントの状態でお届け致します(1個/箱)。



狭窄部貫通用カテーテル

OUTBACK® Elite リエントリー カテーテル

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
- 希望販売価格 : ￥179,000 (税込価格: ￥196,900) ■ クラス分類 IV
- 保険償還価格 : ￥179,000 ■ JMDNコード: 46916000
- 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

カタログ番号	カテーテル有効長 (cm)	適合シースサイズ (F)
OTB59120A	120	6

承認番号: 22700BZX00008000 販売名: アウトバックリエントリーカテーテル

ELITECROSS® エリートクロス® サポートカテーテル

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル／下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
- 希望販売価格 : ￥42,100 (税込価格: ￥46,310) ■ クラス分類 IV
- 保険償還価格 : ￥42,100 ■ JMDNコード: 46916000
- 推奨ガイドワイヤー径 : 0.038"

カタログ番号	カテーテル有効長 (cm)	シャフト外径(F) (Distal/Prox.)	適合最小シースサイズ (F)	先端形状
MGC39090X	76	4.5 / 5.0	5	Straight
MGC39090A	76			Angled
MGC39140X	126			Straight
MGC39140A	126			Angled

承認番号: 22700BZX00274000 販売名: エリートクロスサポートカテーテル
在庫終了次第、販売終了となります。



ガイドングカテーテル

■ BRITE TIP RADIANTZ®

- 特定保険医療材料請求区分 : ガイドングカテーテル/その他血管用
- 希望販売価格 : ¥20,000 (税込価格 : ¥ 22,000)
- 保険償還価格 : ¥18,300

- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17846104

カタログ番号	サイズ (F)	形状	カテーテル有効長 (cm)
687-280-110	6.0	ストレート	110
687-280-135	6.0	ストレート	135

承認番号 : 30400BZX00007000 販売名 : ブライトチップガイドングシース

■ BRITE TIP® ブライトチップ®

- 特定保険医療材料請求区分 : ガイドングカテーテル/その他血管用
- 希望販売価格 : ¥18,300 (税込価格 : ¥ 20,130)
- 保険償還価格 : ¥18,300

- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17846104

カタログ番号			有効長 (cm)	全長 (cm)	先端形状	
外径 7F/ 内径 0.078"	外径 8F/ 内径 0.088"	外径 9F/ 内径 0.098"				
-----	588-841P**	-----	55	62	H-Stick	
778-270-90	588-842P	598-942P**	90	97	MPA I	
778-280-90	588-844P	598-944P**	90	97	STR	
-----	588-845P*	-----	55	62	RDC I	
-----	588-846P*	-----	55	62	RDC	
778-216-90**	-----	-----	90	97	VTBL	
-----	588-8207**	-----	95	102	MPD	




承認番号 : 20900BZY00298000 販売名 : コーディスブライツチップガイドングカテーテル

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ **BRITE TIP® ブライトチップ® 6F Extra Large Lumen**

- 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/その他血管用
- 希望販売価格 : ¥18,300 (税込価格 : ¥ 20,130)
- 保険償還価格 : ¥18,300
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17846104

カタログ番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端形状	
外径 6F/ 内径 0.070"				
670-082-55	55	62	JR4	
670-190-55	55	62	IM	
670-270-90	90	97	MPA I	
670-278-55	55	62	H-Stick	
670-280-55	55	62	STR	
670-280-90	90	97	STR	
670-210-55	55	62	RDC I	
670-212-55*	55	62	RDC	
670-214-55*	55	62	J-Curve	
SM7472	120	127	MPA I	
SM7504	110	117	JR4	

承認番号 : 21200BZY00636000 販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル
* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ **BRITE TIP® ブライトチップ®**

- 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/その他血管用
- 希望販売価格 : ¥18,300 (税込価格 : ¥ 20,130)
- 保険償還価格 : ¥18,300
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 17846104

カタログ番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端形状	
外径10F/ 内径 0.11"				
511-040P	80	87	STR	

承認番号 : 21200BZY00636000 販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

ガイドワイヤー

■ VASSALLO® GT バサロ

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用
 ■ 希望販売価格 : ¥13,800 (税込価格: ¥15,180)
 ■ 保険償還価格 : ¥12,500

■ クラス分類 IV
 ■ JMDNコード: 35094114

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端タイプ
VGW1423NS1	0.014	235	3	3	Soft (1g)
VGW1430NS1		300			
VGW1423NS3	0.014	235	3	3	Soft (3g)
VGW1430NS3		300			

承認番号: 23000BZX00134000 販売名: HB-IVRガイドワイヤⅡ 製造販売元: フィルメック株式会社

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端タイプ
VGW1423FL0F	0.014	235	12	3	Floppy
VGW1430FL0F		300			
VGT1823FL0F	0.018	235	3	3	Floppy
VGT1830FL0F		300			

承認番号: 30600BZX00047000 販売名: HB-IVRガイドワイヤ3 製造販売元: フィルメック株式会社

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端タイプ
VGW1419SP0F	0.014	190	4	4	Support
VGW1430SP0F	0.014	300	4	4	Support
VGW1419G14F	0.014	190	12	12	G14
VGW1419G40F	0.014	190	8	8	G40
VGT1819G12F	0.018	190	12	12	G12
VGT1819G30F	0.018	190	10	10	G30

承認番号: 30600BZX00163000 販売名: HB-IVRガイドワイヤ4 製造販売元: フィルメック株式会社

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端タイプ
VGW1416EXT	0.014	165	—	—	—

承認番号: 23000BZX00054000 販売名: エクステンションワイヤ 製造販売元: フィルメック株式会社

※「VASSALLO®」は、フィルメック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

■ SV wire svワイヤー

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用
- 希望販売価格 : ￥12,500 (税込価格 : ￥ 13,750)
- 保険償還価格 : ￥12,500
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	先端テーパ長 (cm)	先端形状
503-558	0.018	180	4	5	Straight
503-558X	0.018	300	4	5	Straight

承認番号 : 21100BZY00355000 販売名 : SVワイヤー

■ AQUA V III[®] アクア[®] ブイスリー

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用
- 希望販売価格 : ￥12,500 (税込価格 : ￥ 13,750)
- 保険償還価格 : ￥12,500
- クラス分類 IV
- JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径 (inch) Distal/Prox.	全長 (cm)	先端形状	先端タイプ
HS8614HF	0.016 / 0.018	145	Straight	Soft Floppy
HS8616HF	0.016 / 0.018	160	Straight	Soft Floppy
HS8618HF	0.016 / 0.018	180	Straight	Soft Floppy
HS6414HF	0.014 / 0.016	145	Straight	Standard Floppy
HS6416HF	0.014 / 0.016	160	Straight	Standard Floppy
HS6418HF	0.014 / 0.016	180	Straight	Standard Floppy

承認番号 : 30600BZX00149000 販売名 : HB-IVRガイドワイヤ5 製造販売元 : フィルメック株式会社

■ VASSALLO® GT バサロ

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用
 ■ 希望販売価格 : ¥13,800 (税込価格 : ¥ 15,180)
 ■ 保険償還価格 : ¥12,500

■ クラス分類 IV
 ■ JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	コイル長 (cm)	X線不透過長 (cm)	先端タイプ
VGW1423FL0**		235	12	3	Floppy
VGW1430FL0**		300	12	3	Floppy
VGW1419SP0**		190	4	4	Support
VGW1430SP0**	0.014	300	4	4	Support
VGW1419G14**		190	12	12	G14
VGW1419G40**		190	8	8	G40
VGT1823FL0**		235	3	3	Floppy
VGT1830FL0**		300	3	3	Floppy
VGT1819G12**	0.018	190	12	12	G12
VGT1819G30**		190	10	10	G30

承認番号 : 21300BZZ00438000 販売名 : HB-IVR ガイドワイヤー

製造販売元 : フィルメック株式会社

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ AQUA V III® アクア® ブイスリー

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用
 ■ 希望販売価格 : ¥12,500 (税込価格 : ¥ 13,750)
 ■ 保険償還価格 : ¥12,500

■ クラス分類 IV
 ■ JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径(inch) Distal/Prox.	全長 (cm)	先端形状	先端タイプ
HS8614H**	0.016 / 0.018	145	Straight	Soft Floppy
HS8616H**	0.016 / 0.018	160	Straight	Soft Floppy
HS8618H**	0.016 / 0.018	180	Straight	Soft Floppy
HS6414H**	0.014 / 0.016	145	Straight	Standard Floppy
HS6416H**	0.014 / 0.016	160	Straight	Standard Floppy
HS6418H**	0.014 / 0.016	180	Straight	Standard Floppy

承認番号 : 21300BZZ00438000 販売名 : HB-IVR ガイドワイヤー

製造販売元 : フィルメック株式会社

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

シースイントロデューサー

■ BRITE TIP® SHEATH ブライトチップ® シース

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用シースイントロデューサーセット／蛇行血管用

■ 希望販売価格 : ¥2,700 (税込価格: ¥2,970)

■ 保険償還価格 : ¥2,700

■ 最小発注単位 : 5本

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 10598000

カタログ番号	フレンチサイズ (F)	シース長 (cm)
SRA-0116**	4	4.5
401-411M	4	11
SRA-0117**	5	4.5
401-511M	5	11
401-523M	5	23
401-535M*	5	35
401-545M*	5	45
401-555M*	5	55
SRA-0115**	6	4.5
401-605M	6	5.5
401-611M	6	11
401-623M	6	23
401-635M	6	35
401-645M	6	45
401-655M	6	55
SRA-0217**	6	70
401-690M	6	90
401-705M	7	5.5
401-711M	7	11
401-723M	7	23
401-735M	7	35
401-745M	7	45
401-755M	7	55
401-790M	7	90
401-805M*	8	5.5
401-811M	8	11
401-823M	8	23
401-835M	8	35
401-845M*	8	45
401-855M	8	55
401-911M	9	11
401-923M	9	23
401-935M*	9	35
401-011M	10	11
401-023M	10	23
401-111M*	11	11
401-123M*	11	23

承認番号 : 21200BZY00296000 販売名 : コーディスブライトチップシースイントロデューサー

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。



造影用カテーテル

■ TEMPO[®] 4 ・ TEMPO[®] 5 テンポ 4 ・ テンポ 5

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用カテーテル／一般用

■ 希望販売価格 : ￥12,500 (税込価格 : ￥ 13,750) / 1箱

■ 保険償還価格 : ￥1,720 / 1本

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.038"
- クラス分類 IV

■ JMDNコード : 10688104

(外径/内径) 4F / 0.042"	(外径/内径) 5F / 0.048"	有効長 (cm)	先端形状		side holes
カタログ番号	カタログ番号				
451-413H0	—	100	BERN		0
451-414H0	451-514H0	100	VER		0
451-424H0	—	100	JB2		0
—	451-530H0	100	SIM1		0
451-431H0	—	100	SIM2		0
451-432H0	—	100	SIM3		0
451-435H0	—	100	H1		0
451-442V0	—	65	C1		0
451-443V0	451-543V0	65	C2		0
451-443H0	451-543H0	100	C2		0
451-446S0	451-546S0	80	RDC (Small)		0
451-447S0	451-547S0	80	RDC		0
451-449V0	451-549V0	65	SHK0.8		0
451-450V0	451-550V0	65	SHK1.0		0
451-456V0	451-556V0	65	J2		0

承認番号 : 21000BZY00228000 販売名 : コーディス血管造影用カテーテル

備考 : 5本入／箱


■ TEMPO[®] 4 ・ TEMPO[®] 5 テンポ 4 ・ テンポ 5

■ 特定保険医療材料請求区分：血管造影用カテーテル／一般用

■ 希望販売価格(SRD-5497除く)：¥12,500 (税込価格：¥13,750) / 1箱 ■ クラス分類 IV
(SRD-5497)：¥7,500 (税込価格：¥8,250) / 1箱 ■ JMDNコード：10688104

■ 保険償還価格：¥1,720 / 1本

□ 推奨ガイドワイヤー径：0.038"

(外径/内径) 4F / 0.042"	(外径/内径) 5F / 0.048"	有効長 (cm)	先端形状		side holes
カタログ番号	カタログ番号				
451-457V0	451-557V0	65	J3		0
SRD-5497†	—	80	RH		0
SRD-5821	—	65	VER		0
SRD5627	—	125	VER		0
SRD5498	—	65	STR		0
SRD-6012**	SRD-6013	125	JB2		0
SRD6885**	—	40	STR		0
SRD6886**	—	40	JR4		0
SRD6887	—	40	BER2		0





承認番号：21000BZY00228000 販売名：コーディス 血管造影用カテーテル

備考：5本入／箱

† SRD-5497のみ3本入／箱となります。

* * 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

□ 推奨ガイドワイヤー径：0.035"

(外径/内径) 4F / 0.042"	(外径/内径) 5F / 0.048"	有効長 (cm)	先端形状		side holes
カタログ番号	カタログ番号				
451-401V5	—	65	STR		5
451-401F5	—	90	STR		5
451-401H5	—	100	STR		5
451-401L5	—	110	STR		5
451-403V5	—	65	PIG		5
451-403F5	—	90	PIG		5
451-403L5	451-503L5	110	PIG		5
451-404V5	451-504V5	65	UNIV		5
451-404F5	—	90	UNIV		5

承認番号：21000BZY00228000 販売名：コーディス 血管造影用カテーテル

備考：5本入／箱

止血用デバイス

■ EXOSEAL[®] エクソシール[®]

- 特定保険医療材料請求区分：経皮的血管形成術用穿刺部止血材料
- 希望販売価格：¥30,000（税込価格：¥33,000）
- 保険償還価格：¥28,400
- 最小発注単位：5本
- クラス分類 IV
- JMDNコード：35895100

カタログ番号	適合シースサイズ (F)
EX500CE	5
EX600CE	6
EX700CE	7

承認番号：22400BZX00050000 販売名：エクソシール

■ MYNX CONTROL[™] ミクスコントロール[®]

- 特定保険医療材料請求区分：経皮的血管形成術用穿刺部止血材料
- 希望販売価格：¥30,000（税込価格：¥33,000）
- 保険償還価格：¥28,400
- クラス分類 IV
- JMDNコード：35895100

カタログ番号	適合シースサイズ
MX5060E	5F
MX6760E	6F, 7F

承認番号：30700BZX00086000 販売名：ミクスコントロール 備考：10本入／箱

インフレーションデバイス

■ STMインフレーションデバイス

- 希望販売価格 : ¥35,000 (税込価格 : ¥ 38,500)
- 保険償還対象外
- 最小発注単位 : 5個

- クラス分類 I
- JMDNコード : 17541010

製品名	カタログ番号	JANコード	最大加圧 (atm)	チューブ長 (cm)	仕様
STMインフレーションデバイス40	IDCR2540	4595123751152	40	27.5	シリンジ容量 25 ml 三方活栓付き

届出番号 : 13B1X10245000013 販売名 : STMインフレーションデバイス 製造販売業者 : JTP株式会社

■ STMインフレーションデバイス

- 希望販売価格 : ¥38,000 (税込価格 : ¥ 41,800)
- 保険償還対象外
- 最小発注単位 : 5個

- クラス分類 I
- JMDNコード : 17541010

製品名	カタログ番号	JANコード	最大加圧 (atm)	チューブ長 (cm)	仕様
STMインフレーションデバイス40L	IDCR2540L	4595123751169	40	80.0	シリンジ容量 25 ml 三方活栓付き

届出番号 : 13B1X10245000013 販売名 : STMインフレーションデバイス 製造販売業者 : JTP株式会社



ガイドングカテーテル

■ VISTA BRITE TIP[®] ブライトチップ[®]

- 特定保険医療材料請求区分

■ 希望販売価格


■ 保険償還価格
- : ガイドングカテーテル／冠動脈用

: ¥8,220 (税込価格: ¥9,042)

: ¥8,220
- クラス分類

■ JMDNコード
- IV

: 17846104




カタログ番号		全長 (cm)	先端形状	
外 径 5F/ 内径0.056"	外 径 6F/ 内径0.070"			
_____	670-004-0L	100	JL4 LBT	
556-082-0L	670-082-0L	100	JR4 LBT	
_____	670-054-0L	100	XB3.5 LBT	
556-040-0L	_____	100	AL2 LBT	

承認番号：21200BZY00636000 販売名：ブライトチップガイドングカテーテル

■ VISTA BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル／冠動脈用
 ■ 希望販売価格 : ¥8,220 (税込価格 : ¥9,042)
 ■ 保険償還価格 : ¥8,220

■ クラス分類 IV
 ■ JMDNコード : 17846104

カタログ番号			全長 (cm)	先端形状	
外径 6F/ 内径0.070"	外径 7F/ 内径0.078"	外径 8F/ 内径0.088"			
670-002-00	778-002-00	588-851	100	JL3.5	
670-003-00	778-003-00	-----	100	JL3.5 (SH)	
670-012-00	778-012-00**	-----	100	JL3.5 (ST)	
670-004-00	778-004-00	588-823	100	JL4	
670-005-00	778-005-00	588-834	100	JL4 (SH)	
670-014-00	778-014-00	-----	100	JL4 (ST)	
670-080-00	778-080-00	-----	100	JR3.5	
670-081-00	778-081-00	-----	100	JR3.5 (SH)	
670-082-00	778-082-00	588-830	100	JR4	
670-083-00	778-083-00	588-831	100	JR4 (SH)	

6F/ 承認番号 : 21200BZY00636000

7F,8F/ 承認番号 : 20900BZY00298000

販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

販売名 : コーディスブライトチップガイディングカテーテル

**印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

※先端形状略称 : SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。




■ **VISTA BRITE TIP[®] ブライトチップ[®]**

- 特定保険医療材料請求区分：ガイドینگカテーテル／冠動脈用

■ 希望販売価格：¥8,220（税込価格：¥9,042）

■ 保険償還価格：¥8,220
- クラス分類 IV

■ JMDNコード：17846104

カタログ番号			全長 (cm)	先端形状	
外径 6F/ 内径0.070"	外径 7F/ 内径0.078"	外径 8F/ 内径0.088"			
670-052-00	778-052-00	588-829	100	XB3	
670-053-00	778-053-00	-----	100	XB3 (SH)	
670-054-00	778-054-00	588-882	100	XB3.5	
670-055-00	778-055-00	588-885	100	XB3.5 (SH)	
670-056-00	778-056-00	588-894	100	XB4	
670-057-00	778-057-00	588-896**	100	XB4 (SH)	
670-060-00	778-060-00	588-8100	100	XBLAD3.5	
670-061-00	778-061-00	588-8103**	100	XBLAD3.5(SH)	
670-062-00	778-062-00	-----	100	XBLAD4	
670-126-00	-----	-----	100	XBRCA	
670-127-00	-----	-----	100	XBRCA (SH)	

6F/ 承認番号：21200BZY00636000

販売名：ブライトチップガイドینگカテーテル

7F,8F/ 承認番号：20900BZY00298000

販売名：コーディスブライトチップガイドینگカテーテル

※先端形状略称：SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。

**印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

■ VISTA BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル／冠動脈用
 ■ 希望販売価格 : ¥8,220 (税込価格 : ¥9,042)
 ■ 保険償還価格 : ¥8,220

■ クラス分類 IV
 ■ JMDNコード : 17846104

カタログ番号			全長 (cm)	先端形状	
外 径 6F/ 内径0.070"	外 径 7F/ 内径0.078"	外 径 8F/ 内径0.088"			
670-034-00	778-034-00	-----	100	AL0.75	
670-036-00	778-036-00	588-843	100	AL1	
670-037-00	778-037-00	588-847	100	AL1 (SH)	
670-044-00	778-044-00	588-870**	100	AL1 (ST)	
-----	778-045-00**	588-873**	100	AL1 (STSH)	
670-038-00	778-038-00	-----	100	AL1.5	
-----	778-039-00**	588-878**	100	AL1.5 (SH)	
670-040-00	778-040-00	-----	100	AL2	
-----	778-041-00	588-848	100	AL2 (SH)	
670-278-00**	-----	-----	100	H-STICK	
670-279-00	-----	-----	100	H-STICK (SH)	
670-190-00	-----	-----	100	IM	
670-191-00	778-191-00	-----	100	IM (SH)	

6F/ 承認番号 : 21200BZY00636000

7F,8F/ 承認番号 : 20900BZY00298000

販売名 : ブライトチップ ガイディングカテーテル

販売名 : コーディスブライトチップガイディングカテーテル

**印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

※先端形状略称 : SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。



ガイドワイヤー

■ EMERALD® エメラルド

- 特定保険医療材料請求区分 : ガイドワイヤー

■ 希望販売価格 : ¥9,350 (税込価格 : ¥ 10,285) / 1箱

■ 保険償還価格 : ¥1,870 / 1本
- クラス分類 IV

■ JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径
502-524*	0.025	150	J-tip	3mm
502-549*	0.025	150	Straight	—
502-526*	0.032	150	J-tip	3mm
502-521	0.035	150	J-tip	3mm
502-542	0.035	150	Straight	—
502-563*	0.035	150	J/Straigh (t Double tip)	2mm
502-541*	0.038	150	Straight	—

承認番号 : 20900BZY00405000 販売名 : コーディス エメラルドガイドワイヤー

備考 : 5本入／箱

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■ EMERALD® エメラルド

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／交換用

■ 希望販売価格 : ¥10,450 (税込価格 : ¥ 11,495) / 1箱

■ 保険償還価格 : ¥2,090 / 1本
- クラス分類 IV

■ JMDNコード : 35094114

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径
502-455*	0.035	260	EXJ-tip (交換用)	—
502-555*	0.035	260	EX Straigh (t 交換用)	—

承認番号 : 20900BZY00405000

販売名 : コーディス エメラルドガイドワイヤー

備考 : 5本入／箱

* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

心内膜心筋用生検鉗子

■ バイオプシースタンダード ディスポーサブル バイオプシー鉗子

■ 希望販売価格 : ¥63,000 (税込価格 : ¥69,300)

■ 保険償還対象外

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 70937000

カタログ番号	外径 (F)	全長 (cm)	鉗子容量 (mm ³)
504-300	5.5	104	2.46
504-302	5.5	50	2.46
504-300L	7	104	5.20
504-302L	7	50	5.20

承認番号 : 21900BZX00864000

販売名 : 心筋用生検鉗子

■ BIPAL[®] 7 バイパル[®] セブン ディスポーサブル バイオプシー鉗子

■ 希望販売価格 : ¥90,300 (税込価格 : ¥99,330)

■ 保険償還対象外

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 70937000

カタログ番号	外径 (F)	全長 (cm)	鉗子容量 (mm ³)	先端形状
502-400B	7	104	5.03	Straight
502-402B	7	50	5.03	J-type
502-402M	7	50	5.03	Multipurpose

承認番号 : 21900BZX00864000

販売名 : 心筋用生検鉗子

〔製造販売元〕 コーディスジャパン合同会社

本 社／〒163-1306 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー6 階 TEL. 0120-888-478

全国共通・受注専用フリーダイヤル **Tel.0120-978480 Fax.0120-980294**

Cordis Circle

