

AQUATRACK™

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol

Resposta instantânea
nas curvas







Cordis™

Resposta instantânea nas curvas

AQUATRACK™

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol


Facilitando o acesso, não importando a anatomia tortuosa



Preciso a cada resposta ao torque*

Em comparação ao Terumo Glidewire® Fio Guia Hidrofílico o AQUATRACK™ Fio Guia Hidrofílico de Nitinol proporciona:

- Controle mais preciso para seleção do vaso e capacidade de cruzamento (crossability)
- Resposta imediata, reduzindo o efeito "chicote"



Resposta instantânea nas curvas

Lubrificação duradoura*

O revestimento hidrofílico do AQUATRACK™ Fio Guia Hidrofílico de Nitinol:

- Minimizam a força de tração necessária para o posicionamento do fio
- Proporciona maior retenção da lubrificação para casos mais prolongados


O processo de revestimento hidrofílico Photolink™:

- Cria uma forte união entre o revestimento lubrificante e a superfície do fio
- Reduz a possibilidade de embolização causada pelos detritos da capa, devido à ligação química da capa com o fio

Radiopacidade superior*


Em comparação ao Terumo Glidewire®, o AQUATRACK™ Fio Guia Hidrofílico de Nitinol::

- Apresenta-se significativamente mais visível sob fluoroscopia devido à maior quantidade de material radiopaco na capa polimérica
- Pode permitir procedimentos mais rápidos e mais precisos com menos complicações devido à maior visibilidade



Based on an in vivo animal testing

Mais Radiopacidade



Cordis Data on File, 2008

Desempenho de Guia Hidrofílico.
Torque de Fio Guia Convencional.



Cordis, dados em arquivo. 2008

AQUATRACK™

Fio Guia Hidrofílico de Nitinol

Informações

| Cordis AQUATRACK® Fio Guia Hidrofílico de Nitinol | | | | |
|---|-------------|---------|--------|-----------|
| Código do produto | Comprimento | Rigidez | Perfil | Ponta |
| C3515-RSS | 150cm | Regular | Curto | Reta |
| C3515-RSA | 150cm | Regular | Curto | Angulada* |
| C3515-SSA | 150cm | Rígido | Curto | Angulada* |
| C3518-RSS | 180cm | Regular | Curto | Reta |
| C3518-RSA | 180cm | Regular | Curto | Angulada* |
| C3518-SSA | 180cm | Rígido | Curto | Angulada* |
| C3526-SSS | 260cm | Rígido | Curto | Reta |
| C3526-SSA | 260cm | Rígido | Curto | Angulada* |
| C3526-RSA | 260cm | Regular | Curto | Angulada* |

0.035" Embalagem de 5 unidades por caixa

*Angulado = ângulo de 60 graus



Dispositivo de torque
embalado com cada
fio guia AQUATRACK®
Fio Guia Hidrofílico de
Nitinol

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

CORDIS, CORDIS LOGO, AQUATRACK são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA AQUATRACK no 81576620039.

Cordis™