


*Cordis*<sup>™</sup>

# AVIATOR<sup>™</sup> Plus

Cateter Balão .014"

---

Construído com notável  
capacidade de entrega e  
cruzabilidade




# AVIATOR™ PLUS

Cateter de dilatação PTA 0.014" Troca Rápida

## ENTREGABILIDADE E CREDIBILIDADE

O desempenho de entregabilidade é uma combinação ideal de flexibilidade do cateter (eixo e ponta), capacidade de empuxo e perfil de cruzamento.

- Balão de perfil ultrabaixo com pregas e obras otimizadas
- Ponta do cateter cônica para facilitar a entrada nas artérias periféricas e facilitar o cruzamento de lesões estreitas



## CAPACIDADE DE EMPURRAR

- Haste projetada para superar as anatomias mais desafiadoras

## FLEXIBILIDADE DE TRABALHO

- Para uma transição fácil da ponta para o fio

## RESISTÊNCIA À PRESSÃO

Tecnologia de balão da Cordis DURALYN™

- Complacência controlada<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Consulte a tabela de conformidade incorporada com o produto para diâmetros de balão a determinadas pressões

## PROJETADO COM DUAS MARCAS RADIOPACAS PARA INDICAR A SEÇÃO DE DILATAÇÃO E A COLOCAÇÃO DO BALÃO

### PARA INTERVENÇÕES ENDOVASCULARES PERIFÉRICAS DA ARTÉRIA CARÓTIDA E RENAL.

Inflação rápida (média de 3s) e deflação (média de 5s) vezes<sup>4</sup>

Perfil de cruzamento baixo<sup>2</sup>

Sistema de entrega flexível


Compatível com Introduutor 4F<sup>3</sup>

- Faixa de diâmetro do balão: 4 - 7 mm
- Pressão nominal de ruptura: até 14 atm
- Diâmetro do eixo: 3.3 F
- Comprimento útil do cateter: 142 cm
- Compatível com fio guia 0,014"

<sup>2</sup> tamanhos de 4 e 4,5mm

<sup>3</sup> tamanhos de 7mm são 5F

<sup>4</sup> dados arquivados do Cordis 2007



# AVIATOR™ PLUS

Cateter de dilatação PTA .014"

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Diâmetro x Comprimento do Balão (mm x cm)	Pressão nominal (atm)	Pressão de ruptura (atm)	Diâmetro de introdutor compatível (F)	Diâmetro de cateter guia compatível (F)	Código do Produto
4 x 1.5	10	14	4	6	424-4015 W
4 x 2	10	14	4	6	424-4020 W
4 x 3	10	14	4	6	424-4030 W
4 x 4	10	14	4	6	424-4040 W
4.5 x 1.5	10	14	4	6	424-4515 W
4.5 x 2	10	14	4	6	424-4520 W
4.5 x 3	10	14	4	6	424-4530 W
4.5 x 4	10	14	4	6	424-4540 W
5 x 1.5	10	14	4	6	424-5015 W
5 x 2	10	14	4	6	424-5020 W
5 x 3	10	14	4	6	424-5030 W
5 x 4	10	14	4	6	424-5040 W
5.5 x 1.5	10	14	4	6	424-5515 W
5.5 x 2	10	14	4	6	424-5520 W
5.5 x 3	10	14	4	6	424-5530 W
5.5 x 4	10	14	4	6	424-5540 W
6 x 1.5	10	14	4	6	424-6015 W
6 x 2	10	14	4	6	424-6020 W
6 x 3	10	14	4	6	424-6030 W
6 x 4	10	14	4	6	424-6040 W
7 x 1.5	10	12	5	6	424-7015 W
7 x 2	10	12	5	6	424-7020 W
7 x 3	10	12	5	6	424-7030 W
7 x 4	10	12	5	6	424-7040 W

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Entre em contato com seu representante da Cordis para obter informações adicionais sobre a disponibilidade do produto.

CORDIS, o LOGOTIPO DO CORDIS, DURALYN e AVIATOR são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Reg. ANVISA Aviator Plus nº 81576620011.

© 2023 Cordis. Todos os direitos reservados. 100563979-3 12/2023