


# Cordis ELITECROSS™

Cateter de Suporte



Direção Assistida para  
um Cruzamento mais  
Eficiente.

# Cordis ELITECROSS™

## Cateter de Suporte

Oferece uma combinação única de suporte e opções de formato, para permitir uma abordagem customizada em lesões difíceis.


- SUPORTE INCOMPARÁVEL\*
- PUSHABILITY INCOMPARÁVEL\*
- EXCELENTE TRACKABILITY\*
- LÚMEN INTERNO EXTRA GRANDE pode acomodar sistemas de cateter de suporte de 0,014"
- Ponta cônica e revestimento hidrofílico lubrificado aumentam a capacidade de entrega

### Portfólio :

- Compatibilidade com fio guia de 0,035"
- Comprimento de 132 cm
- Versões XS Reto e XS Angulado
- Compatível com dispositivo DX e IX

### Comparação da Configuração :

#### Cateter de Suporte ELITECROSS™ - SUPORTE EXTRA Reto



#### Cateter de Suporte ELITECROSS™ SUPORTE EXTRA Angulado



### CATETER DE SUPORTE ELITECROSS®

Código do Produto	Descrição	Formato	Comprimento
MGC39140X	CATETER DE SUPORTE ELITECROSS™ - SUPORTE EXTRA	RETO	132 cm
MGC39140A	CATETER DE SUPORTE ELITECROSS™ - SUPORTE EXTRA	ANGULADO	132 cm

\* Relatórios de testes internos Cordis

Somente para profissionais de saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, Cordis LOGO e ELITECROSS são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou outros países. Reg. ANVISA ELITECROSS nº 81576629002 Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.