



Acesso Radial Cateteres Diagnóstico e Guia

Soluções radiais avançadas

Cordis[™]



Cateteres Diagnósticos



Cordis™

PORTFÓLIO DE CATETERES DIAGNÓSTICO INFINITI™









Com trançado de alta densidade para capacidade de resposta excepcional, nossa família de cateteres de nylon dedicados e universais foi projetada para fornecer excelente capacidade de empurrar, resistência a dobras e diâmetro de lúmen consistente.

PORTFÓLIO DE CATETER DIAGNÓSTICO SUPER TORQUE™




Nosso cateter de diagnóstico construídos em poliuretano fornece controle de torque individualizado, resistência à torção e diâmetro de lúmen consistente em um portfólio de formas dedicadas e universais.

Todas as curvas têm 100 cm de comprimento, salvo indicação em contrário.





Curvas Radiais Específicas

	INFINITI™		SUPER TORQUE™ Plus	
	5F	6F	5.2F	6F
 RBL-TG™ (1 furo lateral)	555500T1	555600T1	599500T1	599600T1
 RBL-TG™ (125 cm, 1 furo lateral)	555525T1	555625T1	599525T1	599625T1
 RBL-JK™ (2 furos laterais)	555500J2	555600J2	599500J2	599600J2
 RBL-JK™ (125 cm, 2 furos laterais)	555525J2	555625J2	599525J2	599625J2
 RBL 5.0 (1 furo lateral)	555500R501	555600R501		599600R501
 RBL 5.0 (125 cm, 1 furo lateral)	555525R501			599625R501
 RBL 4.5 (1 furo lateral)	555500R451	555600R451		599600R451
 RBL 4.5 (125 cm, 1 furo lateral)	555525R451	555625R451		
RBL 4.0 (1 furo lateral)	555500R401	555600R401		599600R401
RBL 4.0 (125 cm, 1 furo lateral)	555525R401	555625R401		
RBL 3.5 (1 furo lateral)	555500R351	555600R351		
RBL 3.5 (125 cm, 1 furo lateral)	555525R351	555625R351		




Multiuso A (Cournand, extremidade aberta)

	SUPER TORQUE™ Plus	
	5.2F	6F
 MPA 1 (80 cm, sem furos laterais)	533579	533633
 MPA 1 (Cournand, sem furos laterais)		533640
 MPA 1 (sem furos laterais)	SR1924	
 MPA 1 (125 cm, sem furos laterais)		533667



Multiuso A Curve (extremidade aberta)

	INFINITI™		SUPER TORQUE™ Plus
	4F	5F	5.2F
 MPA 2 (I) SH (65 cm, 2 furos laterais)	538440	534540T	
 MPA 2 (I) SH (80 cm, 2 furos laterais)	538449	534549T	
 MPA 2 (I) SH (2 furos laterais)	538442		533556
 MPA 2 (I) SH (125 cm, 2 furos laterais)	538444		

Multiuso A Adult Curve (extremidade aberta)

	INFINITI™		SUPER TORQUE™ Plus	
	5F	6F	5.2F	6F
 MPA 2 SH (80 cm, 2 furos laterais)				533629
 MPA 2 SH (2 furos laterais)	534542T	534642T	533582	533642
 MPA 2 SH (125 cm, furos laterais)	534544T			
 MPA 2 (sem furos laterais)			SR1924	


Multiuso B (extremidade aberta)

	INFINITI™		SUPER TORQUE™ Plus
	5F	6F	6F
 MPB 2 (2 furos laterais)	534539T	534649T	533649
 MPB 3 (6 furos laterais)			533634


Radial/Braquial (Tilon)

	INFINITI™	
	5F	6F
 RBMP	SRD6724	SRD5895


Judkins Esquerda

	INFINITI™			SUPER TORQUE™ Plus	
	4F	5F	6F	5.2F	6F
 JL 3.5	538418	534518T	534618T	533551	533618
JL 4	538420	534520T	534620T	533553	533620
JL 4.5	538417	534517T	534617T	533527	533627
JL 5	538422	534522T	534622T	533559	533622
JL 6	538424	534524T	534624T	533561	533624


Judkins Direito

	INFINITI™			SUPER TORQUE™ Plus	
	4F	5F	6F	5.2F	6F
 JR 3.5	538419	534519T	534619T	533550	533619
JR 4	538421	534521T	534621T	533552	533621
JR 4 (125 cm)			534615T	533565	
JR 4 Clássico					533687
Trança embutida JR 4		534516T			533689
JR 4 MOD (modificado)	538428	534528T	534628T	533528	533628
JR 4 ST (ponta curta)	538427	534527T	534627T		533626
JR 5	538423	534523T	534623T	533558	533623
JR 5 MOD			534629T		
JR 6	538425	534525T	534625T	533560	533625

Sones



	INFINITI™		SUPER TORQUE™ Plus	
	4F	5F	5.2F	6F
 SON 1 SH (80 cm, 2 furos laterais)	538430			
SON 1 SH (80 cm, 4 furos laterais)		534530T		
SON 1 (4 furos laterais)				533630
SON 1.5 (4 furos laterais)		534564T		
SON 2 (4 furos laterais)			SR2360	533631
SON 3 (4 furos laterais)				533632

Trança Reta Ventricular

	INFINITI™			SUPER TORQUE™ Plus	
	4F	5F	6F	5.2F	6F
 PIG 4SH (125 cm, 4 furos laterais)				SRD5287	
PIG 5SH (110 cm, 5 furos laterais)	538451V				
PIG 6SH (110 cm, 6 furos laterais)	538450S*	534550S	534650S	533533	533650S
PIG 8SH (110 cm, 8 furos laterais)	538450E*	534550E	534650E		533650E
PIG 12SH (50 cm, 12 furos laterais)					

* micro-loop

Pigtail Angular Ventricular (Van Tassel)

	INFINITI™			SUPER TORQUE™ Plus	
	4F	5F	6F	5.2F	6F
 PIG 145° MOD 5SH (110 cm, modificado, 5 furos laterais)	538457V				
PIG 145° 6SH (110 cm, 6 furos laterais)		534552S	534652S	533534A	533652S
PIG 145° ST 6SH (110 cm, Ponta curta, 6 furos laterais)	538453S*	534553S	534653S		
 PIG 155° 6SH (110 cm, 6 furos laterais)		534554S	534654S	533533A	533654S
PIG 155° MOD 6SH (110 cm, modificado, 6 furos laterais)	538455S*				
PIG 155° 5SH (110 cm, 5 furos laterais)	538459V				
PIG 155° ST 6SH (110 cm, Ponta curta, 6 furos laterais)		534555S*			


Barbeau

		INFINITI™	
		5F	
	BARBEAU 2 SH <i>(2 furos laterais)</i>	534578T	

El Gamal


		SUPER TORQUE™ Plus	
		5.2F	
	EGB 1 <i>(2 furos laterais)</i>	533637	

Técnica Castillo


		SUPER TORQUE™ Mais	
		5.2F	6F
	CAS 1	535584	533684
	CAS 2 <i>(80 cm, 4 furos laterais)</i>		533682
	CAS 2	533585	533685
	CAS 3		533686

Amplatz Esquerdo

5 unidades por pacote

		INFINITI™			SUPER TORQUE™ Mais
		4F	5F	6F	6F
	AL 1	538445	534545T	534645T	533645
	AL 2	538446	534546T	534646T	533646
	AL 3	538447	534547T	534647T	533647

Amplatz Direito


		INFINITI™			SUPER TORQUE™ Mais
		4F	5F	6F	6F
	AR MOD	538448	534548T	534648T	533648
	AR 1 MOD	538441	534541T	534641T	533641
	AR 2 MOD	538443	534543T	534643T	533643

INFINITI™ Cateter Diagnóstico Especificações



	5F	6F
Diâmetro interno	1.19 mm (0.047") 1.45 mm (0.057")	
Limite de pressão (PSI)	1200	1200
Fio Guia Compatível	0.038"	0.038"
Taxa de fluxo (ml/sec)		
Limite de pressão (100 cm catheter)		
Seletivas	21.3	35
Fluxo	19.8	32.6

SUPER TORQUE™ Plus Cateter Diagnóstico Especificações



	5.2F	6F
Diâmetro interno	1.19 mm (0.047") 1.45 mm (0.057")	
Limite de pressão (PSI)	1200	1200
Fio Guia Compatível	0.038"	0.038"
Taxa de fluxo (ml/sec)		
Limite de pressão (100 cm catheter)		
Seletivas	21.0	24.3
Fluxo	18.5	25.1

Catéteres Guia



ADROIT™ CATETER GUIA PORTFÓLIO




Uma linha abrangente de cateteres-guia projetados para fornecer espaço para o trabalho. O grande diâmetro interno e o lúmen lubrificado facilitam a entrega suave de dispositivos de intervenção.

PORTFÓLIO DE CATETERES GUIA VISTA BRITE TIP™








Com um design de trança híbrida, os Cateteres-guia VISTA BRITE TIP fornecem suporte, controle de torque e retenção de forma para facilitar as intervenções.

Todas as curvas têm 100 cm de comprimento, salvo indicação em contrário.


Multiuso A 1 e B 1

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 MPA 1	55827000	67227000		67027000	77827000
MPA 1 SH		67227100		67027100	778271 00
MPA 1 (55 cm)					77827055
MPA 1 (115 cm)				SM7462	
MPA 1 (125 cm)				SM7477	SM7206
MPA 1 (125 cm, 2 furos laterais)		67227025			
MPA 1LBT (ponta brite longa)			5562700L	6702700L	
MPA 2 (125 cm)				SM7394	
 MPB 1		67227200		67027200	
 MPB 1 SH (2 furos laterais)					77827300


Curvas Bilaterais Radiais

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™	
	5F	6F	5F	6F
 RB (radiobraquial)		67217200	55617200	67017200
RB LBT (radiobraquial, ponta longa brite)			5561720L	
 BARBEAU	55817400	67217400	55617400	67017400
BARBEAU LBT (ponta longa brite)			556174-0L	SM7542
 RBL 4.0 (bilateral)		67271700		SM7717
 RBL 4.5 (bilateral)		67272900		
 RBL 5.0 (bilateral)		67271800		
 RRAD5 (radial direito)	55832000			
RRAD6 (radial direito)		67230000		
 RRAD6 XB (radial direito, backup extra)		67230100		

Mamária Interna


	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 IM (90 cm)		67219090		67019090	77819090
IM	55819000	67219000		67019000	77819000
IM LBT (Ponta longa)			5561900L		
IM SH (2 furos laterais)		67219100		67019100	77819100
IM SH (90 cm, 2 furos laterais)					77819190
IM VB-1				67019200	

Hockey Stick




	ADROIT™		VISTA BRITE TIPTM		
	5F	6F	5F	6F	7F
H-STICK	55827800	67227800		67027800	77827800
H-STICK SH (2 furos laterais)		67227900		67027900	77827900
H-STICK (90 cm)				67027890	77827890
H-STICK (90 cm, eje corto)		67227890			
H-STICK SH (90 cm, 2 furos laterais)					77827990
H-STICK LBT (onta brite longa)		6722780L	5562780L	6702780L	

Extra Back-Up Esquerda




	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
XB 2		67246400			
XB 2.5		67246500		SM7465	
XB 2.75		67273000			
XB 3	55805200	67205200	SM7328	67005200	77805200
XB 3 (125 cm)					SM7395
XB 3 SH (2 furos laterais)		67205300		67005300	77805300
XB 3.25	55840000	67240000			
XB 3.5	55805400	67205400	55605400	67005400	77805400
XB 3.5 (90 cm)		67205490		67005490	
XB 3.5 (125 cm)		67205425			
XB 3.5 SH (2 furos laterais)		67205500		67005500	77805500
XB 4	55805600	67205600	55605600	67005600	77805600
XB 4 LBT (ponta brite longa)			5560560L		
XB 4 SH (2 furos laterais)		67205700		67005700	77805700
XB 4.5	55805800	67205800		67005800	77805800
XB 4.5 SH (2 furos laterais)		67205900		67005900	77805900

Extra Back-Up Direita




	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™	
	5F	6F	6F	7F
XBRCA	55812600	67212600	67012600	G778126
XBRCA SH (2 furos laterais)		67212700	67012700	

Extra Back-Up Contralateral




	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™	
	5F	6F	5F	6F
XBC 3 (circunflexo)		67207000		67007000
XBC 3 SH (2 furos laterais)				67007100
XBC 3.5 (circunflexo)	55807200	67207200		67007200
XBC 3.5 SH (circunflexo, 2 furos laterais)		67207300		67007300
XBC 4	55807400	67207400		67007400
XBC 4 SH (2 furos laterais)		67207500		67007500
XBC 4.5		67207600		
XBC 4.5 SH (2 furos laterais)		67207700		67007700


Judkins Esquerda

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 JL 3	55800000	67200000		67000000	77800000
JL 3 ST (ponta curta)				SM7338	
JL 3 SH (2 furos laterais)					77800100
JL 3.5	55800200	67200200	55600200	67000200	77800200
JL 3.5 LBT (ponta brite longa)			5560020L		
JL 3.5 ST (ponta curta)		67201200		67001200	77801200
JL 3.5 SH (2 furos laterais)		67200300		67000300	77800300
JL 4 (90 cm)		67200490		67000490	77800490
JL 4	55800400	67200400	55600400	67000400	77800400
JL 4 LBT (ponta brite longa)		6720040L	5560040L	6700040L	
JL 4 ST (ponta curta)		67201400		67001400	77801400
JL 4 SH (2 furos laterais)		67200500		67000500	77800500
JL 4 ST SH (ponta curta, 2 furos laterais)					77801500
JL 4 (125 cm)		67204025		SM7435	
JL 4.5	55800600	67200600		67000600	77800600
JL 4.5 LBT (ponta brite longa)			SM7329		
JL 4.5 ST (ponta curta)				67001600	
JL 4.5 SH (2 furos laterais)					77800700
JL 5	55800800	67200800	55600800	67000800	77800800
JL 5 LBT (ponta brite longa)			5560080L		
JL 5 SH					77800900
JL 5 (125 cm)				SM7361	
JL 6		67201000		67001000	77801000



Judkins Direito

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 JR 3.5	55808000	67208000	55608000	67008000	77808000
JR 3.5 LBT (ponta brite longa)			5560800L		
JR 3.5 SH (2 furos laterais)		67208100		67008100	77808100
JR 4 (90 cm)		67208290		67008290	77808290
JR 4	5580200	67208200	55608200	67008200	77808200
JR 4 LBT (ponta brite longa)		6720820L	5560280L	6700820L	
JR 4 LBT (Punta Larga, 110 cm)			SM7426		
JR 4 ST (ponta curta)		67209000		67009000	77809000
JR 4 SH (2 furos laterais)		67208300		67008300	77808300
JR 4 SH (2 furos laterais, 90 cm)					77808390
JR 4 (125 cm)		67208225	SM7739	SM7436	
JR 4.5 ST (ponta curta)					77809200
JR 5	55808400	67208400		67008400	77808400
JR 5 LBT (ponta brite longa)			SM7330		
JR 5 SH					77808500

Amplatz Esquerdo

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 AL .75	55803400	67203400	SM7722	67003400	77803400
AL .75 (90 cm)				SM7719	
AL .75 SH (2 furos laterais)		67203500		67003500	G782AL75
AL .75 ST (Ponta curta)				SM7764	
AL 1	55803600	67203600		67003600	77803600
AL 1 (90 cm)					77803690
AL 1 LBT (ponta brite longa)			SM7331		
AL 1 ST (Ponta curta)		67204400	SM7503	67004400	77804400
AL 1 SH (2 furos laterais)		67203700		67003700	77803700
AL 1 ST SH (Ponta curta, 2 furos laterais)					77804500
AL 1 (90° angle)					SM7603
AL 1.5	55803800	67203800		67003800	77803800
AL 1.5 SH (2 furos laterais)					77803900
AL 2	55804000	67204000	55604000	67004000	77804000
AL 2 (90 cm)					77804090
AL 2 LBT (ponta brite longa)		6720400L	5560400L	6700400L	
AL 2 ST (Ponta curta)					77804800
AL 2 SH (2 furos laterais)		67204100		67004100	77804100
AL 3	55804200	67204200		67004200	77804200
AL 3 SH (2 furos laterais)					77804300

Amplatz Direito

	ADROIT™		VISTA BRITE TIP™		
	5F	6F	5F	6F	7F
 AR 1	55811000	67211000		67011000	77811000
AR 1 LBT (ponta brite longa)			SM7333	6701100L	
AR 1 SH (2 furos laterais)		67211100		67011100	77811100
 AR 2	55811200	67211200	55611200	67011200	77811200
AR 2 LBT (Punta Larga)		6721120L	5561120L	6701120L	
AR 2 SH (2 furos laterais)		67211300		67011300	77811300
AR-MOD				SM7398	

UM LEGADO QUE INSPIRA O FUTURO

Por mais de meio século, a Cordis se conectou e colaborou em todo o setor com a missão de inventar melhores maneiras de atender os médicos e seus colaboradores.

CORDIS.COM

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

CORDIS, Cordis LOGO, RADIAL 360 LOGO, INFINITI, SUPER TORQUE PLUS, ADROIT, VISTA BRITE TIP, RBL-TG, and RBL-JK são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA INFINITI no 81576620022, ADROIT no 81576620016, VISTA BRITE TIP 6/7F no 81576620014, 8F 6-7 no 81576620000, 9F no 81576620035.

© 2024 Cordis. Todos os direitos reservados. 100629512-2_04/2024