

Cordis[™]

MAXI LD[™]

Cateter dilatação PTA

Desempenho confiável e
previsível para dilatação de
grandes vasos.



MAXI LD™

Cateter Balão 0,035"

Desempenho confiável e previsível para dilatação de grandes vasos.

DESEMPENHO CONFIÁVEL

- Material de balão de alto desempenho DURALYN™
- Material do balão resistente à punção e à abrasão.
- Ponta cônica do cateter para facilitar a entrada em lesões de artérias periféricas, contribuindo como cruzamento de estenoses.*
- Desempenho confiável mesmo após múltiplas insuflações e deflações.
- Capaz de realizar insuflações prolongadas de até 120 segundos com a pressão nominal

DESEMPENHO PREVISÍVEL

- Conformidade controlada:
 - » Para um dimensionamento de balão previsível e confiável.
 - » Para flexibilidade no tratamento de lesões com diâmetros variados com um cateter de PTA.
 - » Os marcadores radiopacos facilitam a colocação do Cateter de Dilatação MAXI LD™ PTA para uma dilatação eficaz.

* Produtos vasculares indicados.



CARACTERÍSTICAS

- Shaft coaxial 7F over-the-wire
- Corpo interno trançado
- Hub de uma peça

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Embalagem: 1 unidade/caixa

Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão de ruptura (atm)	Diâmetro de introdutor (F)	Comprimento do eixo (80cm)	Comprimento do eixo (110cm)
14	40	6	8	4161440S	4161440L
14	60	6	8	4161460S	4161460L
15	20	6	9	4161520S	
15	40	6	9	4161540S	4161540L
15	60	6	9	4161560S	
16	40	6	10	4161640S	4161640L
16	60	6	10	4161660S	4161660L
18	40	6	10	4161840S	4161840L
18	60	6	10	4161860S	
20	40	6	11	4162040S	4162040L
20	60	6	11	4162060S	
22	40	5	12	4162240S	4162240L
25	40	5	12	4162540S	4162540L

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, el LOGOTIPO de Cordis, MAXI LD y DURALYN son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en EE. UU. y/o en otros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA MAXI LD no 81576620030.

Cordis