

PALMAZ GENESIS™ Stent em Cateter OPTA™ Pro PTA (Grande)

.035" Sistema Over-the-wire

PALMAZ GENESIS™ Stent Cateter Expansível Pré-Montado em cateter OPTA™ Pro (Grande)

- Pressão de inflação recomendada: 8 atm

Informações sobre pedidos

Diâmetro (mm) x Comprimento Balão (mm)	Comprimento do Stent Não Expandido (mm)	Comprimento do Stent Expandido (mm)	Compatibilidade de Introdutor (F)	Compatibilidade de Cateter Guia (F)	Código do Produto	
					Comprimento do Sistema de Entrega (80 cm)	Comprimento do Sistema de Entrega (135 cm)
5 x 40	39	39	6	8 (.088")	PG3950PPS	PG3950PPX
5 x 60	59	59	6	8 (.088")	PG5950PPS	PG5950PPX
6 x 30	29	27	6	8 (.088")	PG2960PPS	PG2960PPX
8 x 30	29	26	7	9 (.098")		PG2980PPX
6 x 40	39	38	6	8 (.088")	PG3960PPS	PG3960PPX
6 x 60	59	59	6	8 (.088")	PG5960PPS	PG5960PPX
6 x 80	79	79	6	8 (.088")	PG7960PPS	PG7960PPX
7 x 30	29	26	6	8 (.088")	PG2970PPS	PG2970PPX
7 x 40	39	36	6	8 (.088")		PG3970PPX
7 x 60	59	57	6.5	8 (.088")	PG5970PPS	PG5970PPX
7 x 80	79	78	6.5	8 (.088")	PG7970PPS	PG7970PPX
8 x 40	39	36	7	9 (.098")	PG3980PPS	PG3980PPX
8 x 60	59	56	7	9 (.098")	PG5980PPS	PG5980PPX
8 x 80	79	76	7	9 (.098")	PG7980PPS	PG7980PPX
9 x 20	19	17	7	9 (.098")	PG1990PPS	PG1990PPX
9 x 26	25	22	7	9 (.098")	PG2590PPS	PG2590PPX
9 x 30	29	25	7	9 (.098")	PG2990PPS	PG2990PPX
9 x 40	39	35	7	9 (.098")	PG3990PPS	PG3990PPX
9 x 60	59	53	7	9 (.098")	PG5990PPS	PG5990PPX
9 x 80	79	75	7	9 (.098")	PG7990PPS	PG7990PPX
10 x 20	19	16	7	9 (.098")	PG1910PPS	PG1910PPX
10 x 26	25	22	7	9 (.098")		PG2510PPX
10 x 30	29	24	7	9 (.098")	PG2910PPS	PG2910PPX
10 x 40	39	32	7	9 (.098")	PG3910PPS	PG3910PPX


Produtos Cordis Complementares

O stent PALMAZ GENESIS™ no cateter OPTA™ Pro pode ser usado com outros produtos ou famílias de produtos Cordis. O produto listado abaixo é apenas uma seleção. Entre em contato com seu representante de vendas local para obter mais informações sobre a compatibilidade do produto.

Informações sobre pedidos

.035" STORQ™


Fios-guia



Diâmetro (pol)	Flexibilidade da Ponta	Forma da Ponta	Comprimento (cm)	Código do Produto
.035	Standard	Reto	180	503-456
.035	Standard	Angulado	180	503-456J
.035	Standard	J Modificado	180	503-456MJ
.035	Standard	Reto	300	503-456X
.035	Standard	Angulado	300	503-456Y
.035	Standard	J Modificado	300	503-456MY

BRITE TIP™

Introdutores



Comprimento utilizável da cânula (cm)	Código do Produto 6F	Código do Produto 7F	Código do Produto 8F
11	401-611 M	401-711 M	401-811 M
23	401-623 M	401-723 M	401-823 M
35	401-635 M	401-735 M	401-835 M
45	401-645 M	401-745 M	401-845 M
55	401-655 M	401-755 M	401-855 M
90	401-690 M	401-790 M	401-890 M

Apenas para profissionais de saúde. Informações importantes: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo para indicações, contra-indicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte de sua política de desenvolvimento contínuo de produtos, a Cordis reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. Entre em contato com seu representante Cordis para obter informações adicionais sobre a disponibilidade do produto.

CORDIS, Cordis LOGO, BRITE TIP, STORQ, OPTA e PALMAZ GENESIS são marcas comerciais da Cordis e podem estar registradas nos EUA e/ou em outros países. Reg. ANVISA Palmaz Genesis nº 81576620013, Reg. ANVISA Brite Tip nº 81576620006, Reg. ANVISA Stoq nº 81576620001. © 2024 Cordis. Todos os direitos reservados. 100565185-3 06/2024

Cordis™