

PALMAZ GENESIS™ Stent em Cateter OPTA™ Pro (Médio)

.035" Sistema Over-the-wire

PALMAZ GENESIS™ Stent Cateter Expansível Pré-Montado em cateter OPTA™ Pro (Médio)

- Pressão de inflação recomendada: 8 atm

Informações sobre pedidos

Diâmetro (mm) x Comprimento Balão (mm)	Comprimento do Stent Não Expandido (mm)	Comprimento do Stent Expandido (mm)	Compatibilidade de Introdutor (F)	Compatibilidade de Cateter Guia (F)	Código do Produto	
					Comprimento do Sistema de Entrega (80 cm)	Comprimento do Sistema de Entrega (135 cm)
4 x 17	15	14	6	8	PG1540PPS	
4 x 20	18	17	6	8	PG1840PPS	
5 x 15	12	11	6	8	PG1250PPS	PG1250PPX
5 x 17	15	14	6	8	PG1550PPS	
5 x 17	15	14	6	8	PG1550PPS	
5 x 20	18	17	6	8	PG1850PPS	PG1850PPX
5 x 25	24	23	6	8	PG2450PPS	
6 x 17	15	14	6	8	PG1560PPS	
6 x 20	18	17	6	8	PG1860PPS	PG1860PPX
6 x 25	24	23	6	8	PG2460PPS	PG2460PPX
7 x 15	12	11	6	8	PG1270PPS	PG1270PPX
7 x 17	15	14	6	8	PG1570PPS	
7 x 20	18	17	6	8	PG1870PPS	PG1870PPX
7 x 25	24	23	6	8	PG2470PPS	PG2470PPX
8 x 15	12	11	6	8	PG1280PPS	PG1280PPX
8 x 17	15	14	6	8	PG1580PPS	PG1580PPX
8 x 20	18	17	6	8	PG1880PPS	PG1880PPX
8 x 25	24	23	6	8		PG2480PPX

Produtos Cordis Complementares

O stent PALMAZ GENESIS™ no cateter OPTA™ Pro pode ser usado com outros produtos ou famílias de produtos Cordis. O produto listado abaixo é apenas uma seleção. Entre em contato com seu representante de vendas local para obter mais informações sobre a compatibilidade do produto.

Informações sobre pedidos

VISTA BRITE TIP™ IG

Introdutor Guia



Forma do Cateter	Comprimento (cm)	DE (F)	DI (pol)	Código do Produto
Curva Renal (Pequena)	55	8	.088"	403-8553R
Curva Renal (Longa)	55	8	.088"	403-8553A

Apenas para profissionais de saúde.

Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo para indicações, contra-indicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte de sua política de desenvolvimento contínuo de produtos, a Cordis reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. Entre em contato com seu representante Cordis para obter informações adicionais sobre a disponibilidade do produto. CORDIS, Cordis LOGO, VISTA BRITE TIP, OPTA e PALMAZ GENESIS são marcas comerciais da Cordis e podem estar registradas nos EUA e/ou em outros países. Reg. ANVISA Palmaz Genesis nº 81576620013, Reg. ANVISA Vista Brite Tip curva renal nº 81576629008.

Cordis™