

Cordis[™]

POWERFLEX[™] PRO

Cateter Balão 0.035"

Cruzabilidade avançada e
versatilidade para tratar
casos desafiadores.



POWERFLEX™ PRO

Cateter Balão 0.035"

ACESSO

- Baixo perfil:
 - » Ampla gama de tamanhos compatíveis com 5F.
 - » Excelente rastreabilidade e empurrabilidade para facilitar o acesso à lesão.
- Eixo resistente a Kink:
 - » Facilita a empurrabilidade ao encontrar tortuosidade.
 - » Ajuda a evitar atrasos no procedimento.

CRUZAMENTO AVANÇADO

- MDX Silicone revestido no eixo distal (30cm) e lúmen de fio-guia para facilitar a entrega suave e o manuseio de fios.
- Material DURALYN™ combina flexibilidade e resistência para melhorar a cruzabilidade e dilatação de lesões longas.

VERSATILIDADE

- Poderosa inflação de balão com pressões de ruptura nominal de até 18 ATM.
- O material do balão de alto desempenho DURALYN™ fornece conformidade controlada para o dimensionamento previsível do balão.
- Tempos de insuflação e de deflação rápidos para maximizar a eficiência processual.
- Os marcadores radiopacos facilitam a colocação do cateter POWERFLEX™ PRO PTA para uma dilatação eficaz.



CARACTERÍSTICAS

- Eixo de lúmen duplo
- Ponta atraumática
- RBP até 18atm
- Ampla matriz de produtos
- Hub de uma peça
- Revestimento MDX interno e externo (30cm distal)

POWERFLEX™ PRO PTA O Cateter destina-se a dilatar estenoses nas artérias ilíaca, femoral, ílio-femoral, poplíteia, infrapoplíteia e renal para o tratamento de lesões obstrutivas de fístulas de diálise arteriovenosas nativas ou sintéticas. O dispositivo também é indicado para pós-dilatação de stent expansível por balão e autoexpansível na vasculatura periférica.

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Embalagem: 1 unidade/caixa

Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão de ruptura (atm)	Diâmetro de introdutor compatível (F)	Comprimento do eixo (80cm)	Comprimento do eixo (135cm)
3	20	18	5	4400302S	4400302X
3	40	18	5	4400304S	4400304X
3	60	18	5	4400306S	4400306X
3	80	18	5	4400308S	4400308X
3	100	18	5	4400310S	4400310X
3	120	18	5	4400312S	4400312X
3	150	18	5	4400315S	4400315X
3	220	18	5	4400322S	4400322X
4	20	18	5	4400402S	4400402X
4	40	18	5	4400404S	4400404X
4	60	18	5	4400406S	4400406X
4	80	18	5	4400408S	4400408X
4	100	18	5	4400410S	4400410X

POWERFLEX™ PRO

Cateter Balão 0.035"

Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)	Pressão de ruptura (atm)	Diâmetro de introdutor compatível (F)	Comprimento do eixo (80cm)	Comprimento do eixo (135cm)
4	120	18	5	4400412S	4400412X
4	150	18	5	4400415S	4400415X
4	220	18	5	4400422S	4400422X
5	20	15	5	4400502S	4400502X
5	40	15	5	4400504S	4400504X
5	60	15	5	4400506S	4400506X
5	80	15	5	4400508S	4400508X
5	100	15	5	4400510S	4400510X
5	120	15	5	4400512S	4400512X
5	150	15	5	4400515S	4400515X
5	220	15	5	4400522S	4400522X
6	20	15	5	4400602S	4400602X
6	40	15	5	4400604S	4400604X
6	60	15	5	4400606S	4400606X
6	80	15	5	4400608S	4400608X
6	100	15	5	4400610S	4400610X
6	120	15	5	4400612S	4400612X
6	150	15	5	4400615S	4400615X
6	220	15	5	4400622S	4400622X
7	20	15	5	4400702S	4400702X
7	40	15	5	4400704S	4400704X
7	60	12	5	4400706S	4400706X
7	80	12	5	4400708S	4400708X
7	100	12	6	4400710S	4400710X
8	20	12	5	4400802S	4400802X
8	40	12	5	4400804S	4400804X
8	60	12	5	4400806S	4400806X
8	80	12	5	4400808S	4400808X
8	100	12	5	4400810S	4400810X
9	20	12	6	4400902S	4400902X
9	40	12	6	4400904S	4400904X
9	60	12	6	4400906S	4400906X
9	80	12	7	4400908S	4400908X
9	100	12	7	4400910S	4400910X
10	20	12	6	4401002S	4401002X
10	40	12	6	4401004S	4401004X
10	60	12	7	4401006S	4401006X
10	80	12	7	4401008S	4401008X
10	100	12	7	4401010S	4401010X
12	20	8	7	4401202S	4401202X
12	40	8	7	4401204S	4401204X
12	60	8	7	4401206S	4401206X

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, Cordis LOGO e POWERFLEX são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA Powerflex Pro no 815776629001.