


S.M.A.R.T.™ Flex

Stent Auto Expansível

**Nossa inspiração vem
diretamente da fonte.**



Experimente nossos stents
autoexpansíveis Cordis.

S.M.A.R.T.™ Flex Stent Auto Expansível

Sentir é acreditar.

S.M.A.R.T.™ Flex Stent Auto Expansível – Descrição do Produto

Tipo: Desenho totalmente conectado e altamente flexível

Material: Nitinol, com marcações radiopacas em tântalo

Compatibilidade do fio guia: .035"

Comprimento do Stent: 20-200 mm

Compatibilidade de introdutor: 6F

Diâmetro do Stent: 5-10 mm (diâmetro do Stent deve ser 0.5 a 1.5 mm maior que o diâmetro do vaso)

Comprimento do Sistema de Entrega: 120 cm (importação regular para Brasil) e 80 cm (importado sob encomenda MTO)

* Comprimento de 200 mm apenas para os diâmetros de 7 e 8

Información sobre pedidos

Diâmetro do Stent (mm)	Comprimento do stent (mm)	Diâmetro de Vaso Recomendado (mm)	Introdutor (F)	Código do Produto	
				Comprimento do Sistema de Entrega 80 cm	120 cm
5	30	3.5-4.5	6	SF05030SV	SF05030MV
5	40	3.5-4.5	6	SF05040SV	SF05040MV
5	60	3.5-4.5	6	SF05060SV	SF05060MV
5	80	3.5-4.5	6	SF05080SV	SF05080MV
5	100	3.5-4.5	6	SF05100SV	SF05100MV
5	120	3.5-4.5	6	SF05120SV	SF05120MV
5	150	3.5-4.5	6	SF05150SV	SF05150MV
6	30	4.5-5.5	6	SF06030SV	SF06030MV
6	40	4.5-5.5	6	SF06040SV	SF06040MV
6	60	4.5-5.5	6	SF06060SV	SF06060MV
6	80	4.5-5.5	6	SF06080SV	SF06080MV
6	100	4.5-5.5	6	SF06100SV	SF06100MV
6	120	4.5-5.5	6	SF06120SV	SF06120MV
6	150	4.5-5.5	6	SF06150SV	SF06150MV
7	30	5.5-6.5	6	SF07030SV	SF07030MV
7	40	5.5-6.5	6	SF07040SV	SF07040MV
7	60	5.5-6.5	6	SF07060SV	SF07060MV
7	80	5.5-6.5	6	SF07080SV	SF07080MV
7	100	5.5-6.5	6	SF07100SV	SF07100MV
7	120	5.5-6.5	6	SF07120SV	SF07120MV
7	150	5.5-6.5	6	SF07150SV	SF07150MV
7	200	5.5-6.5	6	SF07200SV	SF07200MV
8	30	6.5-7.5	6	SF08030SV	SF08030MV
8	40	6.5-7.5	6	SF08040SV	SF08040MV
8	60	6.5-7.5	6	SF08060SV	SF08060MV
8	80	6.5-7.5	6	SF08080SV	SF08080MV
8	100	6.5-7.5	6	SF08100SV	SF08100MV
8	120	6.5-7.5	6	SF08120SV	SF08120MV
8	150	6.5-7.5	6	SF08150SV	SF08150MV
8	200	6.5-7.5	6	SF08200SV	SF08200MV

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis.

CORDIS, Cordis LOGO, S.M.A.R.T. são marcas comerciais registradas da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países.

S.M.A.R.T. Flex (5 a 8 mm) - Reg. Anvisa: 815766200025

©2024 Cordis. Todos os direitos reservados. 100553385-3 04/2024