



# Cordis S.M.A.R.T™

Sistema de Stent Vascular

120 e 150  
mm comprimentos

## Pense INTELIGENTE



**TODOS OS COMPRIMENTOS  
COMPATÍVEIS COM INTRODUTOR 6F**



# S.M.A.R.T.™ Sistema de Stent Vascular

Desde sua introdução em 1999, os S.M.A.R.T.™ Sistema de Stent Vascular construíram e expandiram seu legado. Cada S.M.A.R.T.™ Sistema de Stent Vascular é uma reafirmação do compromisso da Cordis Endovascular com o melhor atendimento ao paciente por meio de inovações baseadas em evidências e orientadas para resultados.

NÃO ESTAMOS APENAS AUMENTANDO O COMPRIMENTO.


ESTAMOS AUMENTANDO O LEGADO.

**120 & 150**  
mm de comprimento



## Um legado de design comprovado

- EXCELENTE (SCAFFOLDING) para cobertura uniforme
- PONTES ALTERNADAS OFFSET para aposição de parede em uma curva
- COMPRIMENTO DA ESTRUTURA CURTO para resposta celular individual



## Um legado de confiança

- **MAIS DE 1.000.000 STENT COLOCAÇÕES EM TODO O MUNDO**
- **ROBUSTAS EVIDÊNCIAS CLÍNICAS**<sup>(1-2-3)</sup>
- **EXTENSIVAMENTE ESTUDADO STENT DE NITINOL**<sup>(1-2-3)</sup>

<sup>1</sup>SIROCCO II, J. Endovasc. Ther. 2006; 13:701-710  
<sup>2</sup>CRISP\_US, J. Vasc. Interv. Radiol. 2004; 15:911-918  
<sup>3</sup>STROLL- 3 year results, 2013

Pense **INTELIGENTE**

# Cordis S.M.A.R.T™ Sistema de Stent Vascular Cordis

## Stent longo de 120 mm e 150 mm

### Informações sobre pedidos

#### S.M.A.R.T.™ Sistema de Stent Vascular 120 mm e 150 mm de comprimento do stent

Código do Produto			
120cm Sistema de Entrega	Diâmetro do Stent Expandido (mm)	Comprimento do Stent Expandido (mm)	Introdutor / C.G. compatível (F)
C06120MV	6	120	6/8
C07120MV	7	120	6/8
C08120MV	8	120	6/8
C06150MV	6	150	6/8
C07150MV	7	150	6/8
C08150MV	8	150	6/8

#### Cordis S.M.A.R.T. CONTROL™ Sistema de Stent Vascular Stent Grande, 12 x 14 mm de diâmetro

Código do Produto				
120cm Sistema de Entrega	Diâmetro do Stent Expandido (mm)	Comprimento do Stent Expandido (mm)	Introdutor / C.G. compatível (F)	
C12030SV	12	30	7/9	
C12040SV	C12040MV	12	40	7/9
C12060SV	C12060MV	12	60	7/9
C12080SV	C12080MV	12	80	7/9
C14030SV	14	30	7/9	
C14040SV	C14040MV	14	40	7/9
C14060SV	C14060MV	14	60	7/9
C14080SV	C14080MV	14	80	7/9