


FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PRODUTO

SABER™.014 Cateter de Balão

VERSÁTIL POR DESIGN. PROCESSUALMENTE EFICIENTE.

Um produto de trabalho de alto desempenho projetado para acesso femoral e pedal, permitindo que os médicos naveguem com confiança nas lesões mais desafiadoras abaixo do joelho e abaixo do tornozelo com melhor capacidade de cruzamento e entrega.

Plataforma	OTW	Comprimentos dos Balões	15-300 mm
Fio-Guia	.014"	Marcadores	Bandas de marcadores proximais e distais (bandas marcadoras distais duplas para comprimentos de balão > 100 mm)
Gama De Ajuste De	4F-5F	RBP	16 atm
Introdutor Comprimentos do Eixo	90 cm, 150 cm	Pressão Nominal	6 atm
Material Do Balão	Nylon (Grilamid)	Revestimento	Revestimento hidrofílico de camada dupla
Diâmetros de Balões	1,25-5 mm		



Informações para pedidos: (Embalagem: 1 unidade/caixa)
DESTACADAS EM AZUL ESTÃO AS CONFIGURAÇÕES DE BALÕES CÔNICOS.

SABER™.014
CATETER BALÃO PARA PTA

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	RBP (ATM)	Introdutor Compatível (F)	Comprimento do Cateter	
				90 cm	150 cm
1.25	15	16	4	47012015S	47012015M
1.5	15	16	4	47015015S	47015015M
1.5	20	16	4	47015020S	47015020M
1.5	40	16	4	47015040S	47015040M
1.5	80	16	4	47015080S	47015080M
1.5	100	16	4	47015100S	47015100M
1.5	120	16	4	47015120S	47015120M
2	20	16	4	47020020S	47020020M
2	40	16	4	47020040S	47020040M
2	80	16	4	47020080S	47020080M
2	100	16	4	47020100S	47020100M
2	120	16	4	47020120S	47020120M
2	150	16	4	47020150S	47020150M
2	200	16	4	47020200S	47020200M
2	250	16	4	47020250S	47020250M



Informações para pedidos: (Embalagem: 1 unidade/caixa)
DESTACADAS EM AZUL ESTÃO AS CONFIGURAÇÕES DE BALÕES CÔNICOS.

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	RBP (atm)	Introdutor Compatível (F)	Comprimento do Cateter	
				90 cm	150 cm
2.5	20	16	4	47025020S	47025020M
2.5	40	16	4	47025040S	47025040M
2.5	80	16	4	47025080S	47025080M
2.5	100	16	4	47025100S	47025100M
2.5	120	16	4	47025120S	47025120M
2.5	150	16	4	47025150S	47025150M
2.5	200	16	4	47025200S	47025200M
2.5	250	16	4	47025250S	47025250M
2.5	300	16	4	47025300S	47025300M
3	20	16	4	47030020S	47030020M
3	40	16	4	47030040S	47030040M
3	80	16	4	47030080S	47030080M
3	100	16	4	47030100S	47030100M
3	120	16	4	47030120S	47030120M
3	150	16	4	47030150S	47030150M
3	200	16	4	47030200S	47030200M
3	250	16	4	47030250S	47030250M
3	300	16	4	47030300S	47030300M
3.5	20	16	4	47035020S	47035020M
3.5	40	16	4	47035040S	47035040M
3.5	80	16	4	47035080S	47035080M
3.5	100	16	4	47035100S	47035100M
3.5	120	16	4	47035120S	47035120M
3.5	150	16	4	47035150S	47035150M
3.5	200	16	4	47035200S	47035200M
3.5	250	16	4	47035250S	47035250M
3.5	300	16	4	47035300S	47035300M
4	20	16	4	47040020S	47040020M
4	40	16	4	47040040S	47040040M
4	80	16	4	47040080S	47040080M
4	100	16	4	47040100S	47040100M
4	120	16	4	47040120S	47040120M
4	150	16	4	47040150S	47040150M
4	200	16	4	47040200S	47040200M
4	250	16	4	47040250S	47040250M
4	300	16	4	47040300S	47040300M
5	20	16	4	47050020S	47050020M
5	40	16	4	47050040S	47050040M
5	80	16	4	47050080S	47050080M
5	100	16	4	47050100S	47050100M
5	120	16	5	47050120S	47050120M
5	150	16	5	47050150S	47050150M
5	200	16	5	47050200S	47050200M
5	250	16	5	47050250S	47050250M
5	300	16	5	47050300S	47050300M




FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PRODUTO

SABERX™.014 Cateter de dilatação para angioplastia transluminal percutânea (PTA)

MAIS LONGE É PARA ONDE ESTAMOS INDO.

SABERX™.014 PTA é um balão de alto desempenho e de troca rápida, permitindo que os médicos naveguem com confiança nas lesões mais desafiadoras abaixo do joelho e abaixo do tornozelo, com maior capacidade de cruzamento e entrega.

Plataforma	Rápida Troca	Comprimentos dos Balões	15-300 mm
Fio-Guia	.014"	Marcadores	Bandas de marcadores proximais e distais (bandas marcadoras distais duplas para comprimentos de balão > 100 mm)
Gama de Ajuste de	4F-5F	Alcance RBP	16 atm
Introdutor Comprimentos do Eixo	90 cm, 150 cm	Pressão Nominal	6 atm
Material do Balão	Nylon (Grilamid)	Revestimento	Revestimento hidrofílico de camada dupla
Diâmetros de Balões	1,25-6 mm		



SABERX™.014
CATETER BALÃO PARA PTA

Informações para pedidos: (Embalagem: 1 unidade/caixa)
DESTACADAS EM AZUL ESTÃO AS CONFIGURAÇÕES DE BALÕES CÔNICOS

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	RBP (atm)	Introdutor Compatível (F)	Comprimento do Cateter		
				90 cm	150 cm	200 cm
1.25	15	16	4	47512015S	47512015M	47512015L
1.5	15	16	4	47515015S	47515015M	47515015L
1.5	20	16	4	47515020S	47515020M	47515020L
1.5	40	16	4	47515040S	47515040M	47515040L
1.5	80	16	4	47515080S	47515080M	47515080L
1.5	100	16	4	47515100S	47515100M	47515100L
1.5	120	16	4	47515120S	47515120M	47515120L



Informações para pedidos: (Embalagem: 1 unidade/caixa)
DESTACADAS EM AZUL ESTÃO AS CONFIGURAÇÕES DE BALÕES CÔNICOS

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	RBP (atm)	Introdutor Compatível (F)	Comprimento do Cateter		
				90 cm	150 cm	200 cm
2	20	16	4	47520020S	47520020M	47520020L
2	40	16	4	47520040S	47520040M	47520040L
2	80	16	4	47520080S	47520080M	47520080L
2	100	16	4	47520100S	47520100M	47520100L
2	120	16	4	47520120S	47520120M	47520120L
2	150	16	4	47520150S	47520150M	47520150L
2	200	16	4	47520200S	47520200M	47520200L
2	250	16	4	47520250S	47520250M	47520250L
2	300	16	4	47520300S	47520300M	47520300L
2.5	20	16	4	47525020S	47525020M	47525020L
2.5	40	16	4	47525040S	47525040M	47525040L
2.5	80	16	4	47525080S	47525080M	47525080L
2.5	100	16	4	47525100S	47525100M	47525100L
2.5	120	16	4	47525120S	47525120M	47525120L
2.5	150	16	4	47525150S	47525150M	47525150L
2.5	200	16	4	47525200S	47525200M	47525200L
2.5	250	16	4	47525250S	47525250M	47525250L
2.5	300	16	4	47525300S	47525300M	47525300L
3	20	16	4	47530020S	47530020M	47530020L
3	40	16	4	47530040S	47530040M	47530040L
3	80	16	4	47530080S	47530080M	47530080L
3	100	16	4	47530100S	47530100M	47530100L
3	120	16	4	47530120S	47530120M	47530120L
3	150	16	4	47530150S	47530150M	47530150L
3	200	16	4	47530200S	47530200M	47530200L
3	250	16	4	47530250S	47530250M	47530250L
3	300	16	4	47530300S	47530300M	47530300L
3.5	20	16	4	47535020S	47535020M	47535020L
3.5	40	16	4	47535040S	47535040M	47535040L
3.5	80	16	4	47535080S	47535080M	47535080L
3.5	100	16	4	47535100S	47535100M	47535100L
3.5	120	16	4	47535120S	47535120M	47535120L
3.5	150	16	4	47535150S	47535150M	47535150L
3.5	200	16	4	47535200S	47535200M	47535200L
3.5	250	16	4	47535250S	47535250M	47535250L
3.5	300	16	4	47535300S	47535300M	47535300L



Informações para pedidos: (Embalagem: 1 unidade/caixa)
DESTACADAS EM AZUL ESTÃO AS CONFIGURAÇÕES DE BALÕES CÔNICOS

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	RBP (atm)	Introdutor Compatível (F)	Comprimento do Cateter		
				40 cm	80 cm	135 cm
4	20	16	4	47540020S	47540020M	47540020L
4	40	16	4	47540040S	47540040M	47540040L
4	80	16	4	47540080S	47540080M	47540080L
4	100	16	4	47540100S	47540100M	47540100L
4	120	16	4	47540120S	47540120M	47540120L
4	150	16	4	47540150S	47540150M	47540150L
4	200	16	4	47540200S	47540200M	47540200L
4	250	16	4	47540250S	47540250M	47540250L
4	300	16	4	47540300S	47540300M	47540300L
5	20	16	4	47550020S	47550020M	47550020L
5	40	16	4	47550040S	47550040M	47550040L
5	80	16	4	47550080S	47550080M	47550080L
5	100	16	4	47550100S	47550100M	47550100L
5	120	16	5	47550120S	47550120M	47550120L
5	150	16	5	47550150S	47550150M	47550150L
5	200	16	5	47550200S	47550200M	47550200L
5	250	16	5	47550250S	47550250M	47550250L
5	300	16	5	47550300S	47550300M	47550300L
6	20	16	5	47560020S	47560020M	47560020L
6	40	16	5	47560040S	47560040M	47560040L
6	80	16	5	47560080S	47560080M	47560080L
6	100	16	5	47560100S	47560100M	47560100L
6	120	16	5	47560120S	47560120M	47560120L
6	150	16	5	47560150S	47560150M	47560150L
6	200	16	5	47560200S	47560200M	47560200L
6	250	16	5	47560250S	47560250M	47560250L
6	300	16	5	47560300S	47560300M	47560300L

