


Descrição do Produto

Tipo: Cateter-balão de PTA de baixo perfil e alta pressão projetado para uso nas artérias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapoplíteia e renal. O dispositivo também é indicado para dilatação posterior de stents autoexpansíveis e expansíveis por balão na vasculatura periférica.

PRESSÃO DE RUPTURA	12-24 atm	INTRODUTOR COMPATÍVEL (F)	5F-7F
PRESSÃO NOMINAL	8-10 atm	BALÃO MATERIAL	Nylon (Grlamid)
COMPRIMENTOS DO BALÃO	20-300 mm	MARCADORES	Bandas marcadoras proximais e distais (duas marcações distais para comprimentos de balão ≥ 100 mm)
DIÂMETROS DO BALÃO	3-12 mm	FIO GUIA	.035"
MATERIAL DO CATETER	80 cm, 135 cm	REVESTIMENTO	Revestimento hidrofílico de camada dupla
COMPRIMENTOS DO CATETER	Pebax		



Informações sobre Pedidos SABERTM.035 CATETER BALÃO

DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	RBP	INTRODUTOR COMPATÍVEL (F)	COMPRIMENTO DO CATETER	
				80 cm	135 cm
3	20	24	5	48003002N	48003002R
3	40	24	5	48003004N	48003004R
3	60	24	5	48003006N	48003006R
3	80	22	5	48003008N	48003008R
3	100	22	5	48003010N	48003010R
3	120	22	5	48003012N	48003012R
3	150	22	5	48003015N	48003015R
3	200	22	5	48003020N	48003020R
3	250	20	5	48003025N	48003025R
3	300	20	5	48003030N	48003030R

DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	RBP	INTRODUTOR COMPATÍVEL (F)	COMPRIMENTO DO CATETER	
				80 cm	135 cm
4	20	22	5	48004002N	48004002R
4	40	22	5	48004004N	48004004R
4	60	22	5	48004006N	48004006R
4	80	22	5	48004008N	48004008R
4	100	22	5	48004010N	48004010R
4	120	22	5	48004012N	48004012R
4	150	22	5	48004015N	48004015R
4	200	22	5	48004020N	48004020R
4	250	20	5	48004025N	48004025R
4	300	20	5	48004030N	48004030R

Informações sobre Pedidos

SABER™ .035 CATETER BALÃO

DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO (mm)		INTRODUTOR COMPATÍVEL (F)	COMPRIMENTO DO CATETER	
	RBP			80 cm	135 cm
5	20	22	5	48005002N	48005002R
5	40	22	5	48005004N	48005004R
5	60	22	5	48005006N	48005006R
5	80	22	5	48005008N	48005008R
5	100	22	5	48005010N	48005010R
5	120	20	5	48005012N	48005012R
5	150	20	5	48005015N	48005015R
5	200	20	5	48005020N	48005020R
5	250	18	5	48005025N	48005025R
5	300	18	5	48005030N	48005030R
6	20	18	5	48006002N	48006002R
6	40	18	5	48006004N	48006004R
6	60	17	5	48006006N	48006006R
6	80	17	5	48006008N	48006008R
6	100	17	5	48006010N	48006010R
6	120	17	5	48006012N	48006012R
6	150	17	5	48006015N	48006015R
6	200	17	6	48006020N	48006020R
6	250	17	6	48006025N	48006025R
6	300	17	6	48006030N	48006030R
7	20	18	5	48007002N	48007002R
7	40	18	5	48007004N	48007004R
7	60	16	5	48007006N	48007006R
7	80	16	5	48007008N	48007008R
7	100	16	6	48007010N	48007010R
7	120	14	6	48007012N	48007012R
7	150	14	6	48007015R	48007015R
7	200	14	6	48007020R	48007020R
7	250	14	6	48007025R	48007025R
7	300	14	6	48007030R	48007030R
8	20	16	6	48008002N	48008002R
8	40	16	6	48008004N	48008004R
8	60	16	6	48008006N	48008006R
8	80	16	6	48008008N	48008008R
8	100	16	6	48008010N	48008010R
9	20	13	6	48009002N	48009002R
9	40	13	6	48009004N	48009004R
9	60	13	6	48009006N	48009006R
9	80	13	6	48009008N	48009008R
9	100	13	6	48009010N	48009010R
10	20	14	7	48010002N	48010002R
10	40	14	7	48010004N	48010004R
10	60	14	7	48010006N	48010006R
10	80	14	7	48010008N	48010008R
10	100	14	7	48010010N	48010010R
12	20	12	7	48012002N	48012002R
12	40	12	7	48012004N	48012004R

Apenas para profissionais de saúde.

Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo para indicações, contraindicações, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte de sua política de desenvolvimento contínuo de produtos, a Cordis se reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Entre em contato com seu representante Cordis para obter informações adicionais sobre a disponibilidade do produto.

CORDIS, o Logo Cordis e SABER são marcas comerciais da Cordis e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Reg ANVISA Saber .035 No. 81576629014.