


小巧耐用 保驾护航



- Rapid Exchange设计
- DURALYN材质球囊
- 导管外径仅1.1mm(3.3F)

适用范围:

适用于周围脉管系统(包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉、肾动脉和颈动脉)中的经皮腔内血管成形术,同时也可用于治疗局部或综合的动静脉渗析瘘管的阻塞性病变。本器械还可用于周围脉管系统中的球囊扩张支架和自膨式支架的后期扩张。

(*来源注册证)

球囊扩张导管

规格型号	球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)	推荐压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导管可用长度 (cm)	导管外径 (mm)
424-4015W	4	15	10	14	142	1.10
424-4020W	4	20	10	14	142	1.10
424-4030W	4	30	10	14	142	1.10
424-4040W	4	40	10	14	142	1.10
424-4515W	4.5	15	10	14	142	1.10
424-4520W	4.5	20	10	14	142	1.10
424-4530W	4.5	30	10	14	142	1.10
424-4540W	4.5	40	10	14	142	1.10
424-5015W	5	15	10	14	142	1.10
424-5020W	5	20	10	14	142	1.10
424-5030W	5	30	10	14	142	1.10
424-5040W	5	40	10	14	142	1.10
424-5515W	5.5	15	10	14	142	1.10
424-5520W	5.5	20	10	14	142	1.10
424-5530W	5.5	30	10	14	142	1.10
424-5540W	5.5	40	10	14	142	1.10
424-6015W	6	15	10	14	142	1.10
424-6020W	6	20	10	14	142	1.10
424-6030W	6	30	10	14	142	1.10
424-6040W	6	40	10	14	142	1.10
424-7015W	7	15	10	12	142	1.10
424-7020W	7	20	10	12	142	1.10
424-7030W	7	30	10	12	142	1.10
424-7040W	7	40	10	12	142	1.10

球囊直径与充盈压力的关系

压力		球囊直径 (mm) 公差±10%					
atm	kPa	4	4.5	5	5.5	6	7
6	608	3.74	4.26	4.75	5.21	5.66	6.39
7	709	3.80	4.32	4.81	5.28	5.74	6.53
8	811	3.87	4.38	4.88	5.35	5.83	6.67
9	912	3.93	4.44	4.94	5.43	5.91	6.84
10	1013	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	7.00
11	1115	4.07	4.56	5.07	5.57	6.08	7.12
12	1216	4.14	4.62	5.14	5.65	6.17	7.24
13	1317	4.20	4.68	5.19	5.71	6.25	-
14	1419	4.26	4.74	5.24	5.78	6.34	-

沪械广审(文)第241103-23050

注册证: 国械注进20153773821

重要信息: 禁忌内容或者注意事项详见说明书, 以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分, 我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料, 请立即销毁。

康蒂思(上海)医疗器械有限公司

上海办事处地址: 上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层2001B室

电话: 021-32797200 传真: 021-62250835

Cordis