


# MAXI-LD™

PTA Balloon Catheter

マキシ-LD™


PTAバルーンカテーテル

**Force and Stability**



# MAXI-LD™

PTA Balloon Catheter



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン長 (cm)	有効長 (cm)	全長 (cm)	シャフト径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)	適合最小シースサイズ (F)
416-1540L *	15	4	110	121	7	0.035	9
416-2040L *	20						11
416-2540L *	25						12

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名：マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル ■承認番号：21600BZY00166000

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／標準型



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社 / 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

**Tel.0120-978480 Fax.0120-980294**

