


OptEase[®]

Retrievable Vena Cava Filter

下大静脈フィルター
オプトイーズ[®]

**Small, Easy
and Retrievable**



Small

6Frの
デリバリーシステム

Easy

留置も回収も
簡便な手技

Retrieable


留置後12日以内
であれば回収可能

※但し患者全身状態により考慮されます。

キット内容

- ① 6Frイントロデューサー(シース) ② ダイレーター ③ オプチュレーター ④ フィルター本体(ストレージチューブに格納)

各キット共通 ① ② ③



ガイドワイヤーはキットに含まれておりません。

ストレージチューブ ④

● 466-F220AJ



〈頸静脈アプローチ用〉

● 466-F220AF



〈大腿静脈アプローチ用〉

OptEase® 下大静脈フィルター

カタログ番号	製品名
466-F220AJ	コーディス オプトイズ (頸静脈アプローチ用)
466-F220AF	コーディス オプトイズ (大腿静脈アプローチ用)

■販売名：コーディス オプトイズ ■承認番号：21900BZY00083000 ■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/下大静脈留置フィルターセット

回収に推奨される併用医療機器

カタログ番号	製品名	外径 (F)	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端形状
511-040P	ペリフェラル プライムチップ ガイディングカテーテル	10	80	87	Straight

■販売名：プライムチップ ガイディングカテーテル ■承認番号：21200BZY00636000 ■特定保険医療材料請求区分：ガイディングカテーテル/腹部四肢末梢用

