

PALMAZ[®] Genesis[®]

腎動脈用
パルマッツ ジェネシス[®]

Superior Performance Delivers
Safe Renal Artery Stenting



PALMAZ[®] Genesis[®]

カタログ番号	ステント			シャフト		適合最大 ガイド ワイヤー (inch)	バルーン		GC Fit (F)	シースFit (F)	
	径 (mm)	長 (mm)		外径 (F)	有効長 (cm)		長 (mm)	RBP (atm)			
		拡張前	拡張								
PG1250PMW *	5	12	11	3.3	142	0.014	15	12	6 (0.070inch)	5	
PG1260PMW *	6		10							4	
PG1540PMW *	4	15	14				5				
PG1550PMW	5		13				5				
PG1560PMW	6		17				4				
PG1840PMW *	4	18	17				20			5	
PG1850PMW	5		16								4
PG1860PMW	6		16								5

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名：腎動脈用バルマツ ジェネシス ■承認番号：22100BZX00458000 ■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社 / 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

