


# Sleek<sup>®</sup> RX

0.014" RX PTA Dilatation Balloon


スリーク<sup>®</sup> RX

**0.014" Rapid-Exchange Balloon  
Fully Dedicated to  
Infrapopliteal Lesions**



# Sleek® RX

0.014" RX PTA Dilatation Balloon



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (cm)	カテーテル有効長 (cm)	シャフト径 (Distal/Proximal) (F)	適合最小シースサイズ (F)	
425-2004X *	2.0	4	150	3.6/2.1	4	
425-2504X *	2.5	4		3.6/2.1		
425-3004X *	3.0	4		3.6/2.1		
425-3504X *	3.5	4		3.9/2.1		
425-4004X *	4.0	4		3.9/2.1		
425-2008X *	2.0	8		3.6/2.1		
425-2508X *	2.5	8		3.6/2.1		
425-3008X *	3.0	8		3.6/2.1		
425-4008X *	4.0	8		3.9/2.1		
425-2012X *	2.0	12		3.6/2.1		
425-2512X *	2.5	12		3.6/2.1		
425-3012X *	3.0	12		3.6/2.1		
425-3512X *	3.5	12		3.9/2.1		
425-4012X *	4.0	12		3.9/2.1		
425-2022X *	2.0	22		155		3.6/2.1
425-2522X *	2.5	22				3.6/2.1
425-3022X *	3.0	22	3.6/2.1			
425-4022X *	4.0	22	3.9/2.1			

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ◆適合最大ガイドワイヤー径:0.014"

■販売名: Sleek PTA カテーテル ■承認番号: 22200BZX00732000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/特殊型 ■クラス分類: IV



[製造販売元] Cardinal Health Japan 合同会社

本社/〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

Cordis Circle

