

*Cordis*<sup>®</sup>

# POWERFLEX<sup>®</sup> PRO

0.035" PTA DILATATION BALLOON CATHETER

パワーフレックス プロ


**Advanced Crossing Ability  
and Remarkable Versatility**

for treating ilio-femoral lesions



# POWERFLEX® PRO

0.035" PTA DILATATION BALLOON CATHETER



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (cm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F)
440-0402S	4.0	2	80	18	5	5
440-0502S	5.0	2	80	15	5	
440-0602S	6.0	2	80	15	5	
440-0702S	7.0	2	80	15	5	
440-0802S	8.0	2	80	12	5	
440-0902S	9.0	2	80	12	6	
440-1002S	10.0	2	80	12	6	
440-1202S	12.0	2	80	8	7	
440-0404S	4.0	4	80	18	5	
440-0504S	5.0	4	80	15	5	
440-0604S	6.0	4	80	15	5	
440-0704S	7.0	4	80	15	5	
440-0804S	8.0	4	80	12	5	
440-0904S	9.0	4	80	12	6	
440-1004S	10.0	4	80	12	6	
440-1204S	12.0	4	80	8	7	
440-0410S	4.0	10	80	18	5	
440-0510S	5.0	10	80	15	5	
440-0610S	6.0	10	80	15	5	
440-0404X	4.0	4	135	18	5	
440-0504X	5.0	4	135	15	5	
440-0604X	6.0	4	135	15	5	
440-0704X	7.0	4	135	15	5	
440-0804X	8.0	4	135	12	5	
440-0904X*	9.0	4	135	12	6	
440-1004X*	10.0	4	135	12	6	

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

◆適合最大ガイドワイヤ径:0.035"

■販売名: パワーフレックス プロ ■承認番号: 22400BZX00501000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 17184014  
 ■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/標準型



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社/〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン  
Webサイト

Cordis Circle 検索

