

**Cordis**<sup>®</sup>

Biopsy  
**STANDARD  
BIPAL<sup>®</sup> 7**

心筋用生検鉗子  
スタンダード / バイパル<sup>®</sup> セブン

Advancing the Cutting Edge  
in Biopsy Forceps



# Biopsy STANDARD / BIPAL® 7

## STANDARD (スタンダード)



5.5Fのサイズも取り揃えたスタンダードな鉗子。

## BIPAL® 7 (バイパル®セブン)



ブルーのコーティングが施されたハイグレード品。先端部のシェーピングが自在に行えます。操作性(トルクコントロール)にも優れるため、左右心室の様々な部位の心筋生検が可能です。

商品名	カタログ番号	外径 (F)	全長 (cm)	鉗子容量 (mm <sup>3</sup> )	先端タイプ
スタンダード	504-300	5.5	104	2.46	—
スタンダード	504-302	5.5	50	2.46	—
スタンダード	504-300L	7	104	5.20	—
スタンダード	504-302L	7	50	5.20	—
バイパル®セブン	502-400B	7	104	5.03	Straight
バイパル®セブン	502-402B	7	50	5.03	J-type
バイパル®セブン	502-402M	7	50	5.03	Multipurpose

■販売名：心筋用生検鉗子 ■承認番号：21900BZX00864000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：70937000

**Cordis**

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン  
Webサイト

Cordis Circle 検索

