

*Cordis*<sup>®</sup>


# S.M.A.R.T.<sup>®</sup>

Self-Expandable Stent

スマート

---

Setting the Gold Standard for  
Self-Expandable Stent Design



## S.M.A.R.T. CONTROL® 腸骨動脈用スマートステント

カタログ番号	ステントサイズ		シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)	対象
	径 (mm)	長さ (拡張後) (mm)				
C09040SL	9	40	80	6	0.035	腸骨動脈
C09060SL	9	60				
C10030SL	10	30				
C10040SL	10	40				
C10060SL	10	60				
C10040ML	10	40	120	7	0.035	腸骨動脈
C10060ML	10	60				
C12040SV*	12	40	80	7	0.035	腸骨動脈
C12060SV*	12	60				
C14040SV*	14	40				
C14060SV*	14	60				

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名：腸骨動脈用スマートステント ■承認番号：21700BZY00247000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：44279000

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット/一般型

## S.M.A.R.T. CONTROL® 腸骨・浅大腿動脈用スマートステント

カタログ番号	ステントサイズ		シャフト有効長 (cm)	デリバリーシステム		対象				
	径 (mm)	長さ (拡張後) (mm)		シャフト最大外径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)					
C06040SL	6	40	80	6	0.035	腸骨動脈 + 浅大腿動脈				
C06060SL	6	60								
C06080SL	6	80								
C06100SL	6	100								
C07040SL	7	40								
C07060SL	7	60								
C07080SL	7	80								
C07100SL	7	100								
C08030SL	8	30								
C08040SL	8	40								
C08060SL	8	60								
C08080SL	8	80								
C08100SL	8	100								
C06040ML	6	40					120	6	0.035	腸骨動脈 + 浅大腿動脈
C06060ML	6	60								
C06080ML	6	80								
C06100ML	6	100								
C07040ML	7	40								
C07060ML	7	60								
C07080ML	7	80								
C07100ML	7	100								
C08040ML	8	40								
C08060ML	8	60								
C08080ML	8	80								
C08100ML	8	100								

■販売名：SMART CONTROL ステント ■承認番号：22500BZX00194000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：36035003/44279000

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット/一般型

## S.M.A.R.T.® Long 浅大腿動脈用スマートステント

カタログ番号	ステントサイズ		シャフト有効長 (cm)	デリバリーシステム		対象
	径 (mm)	長さ (拡張後) (mm)		シャフト最大外径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)	
C06120SV	6	120	80	6	0.035	浅大腿動脈
C06150SV	6	150				
C07120SV	7	120				
C07150SV	7	150				
C08120SV	8	120				
C08150SV	8	150				
C06120ML	6	120	120	6	0.035	浅大腿動脈
C06150ML	6	150				
C07120ML	7	120				
C07150ML	7	150				
C08120ML	8	120				
C08150ML	8	150				

■販売名：SMART ステント ■承認番号：22500BZX00195000 ■クラス分類：III ■JMDNコード：36035003

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット/一般型

