

Cordis[®]


SABER[®]

PTA DILATATION CATHETER

セイバー

More .018" OTW Balloon Sizes
Designed With More Crossability
More Power. More Control.





カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F)	バルーンマーカー
48003004S*	3.0	40	90	18	4	3.9	2
48004004S*	4.0	40	90	18	4	3.9	2
48004010S*	4.0	100	90	18	4	3.9	3
48005004S*	5.0	40	90	16	4	3.9	2
48005010S*	5.0	100	90	16	4	3.9	3
48006004S*	6.0	40	90	16	4	3.9	2
48006010S*	6.0	100	90	16	5	3.9	3
48007004S*	7.0	40	90	14	4	3.9	2
48008004S*	8.0	40	90	12	4	3.9	2
48003004X*	3.0	40	150	18	4	3.9	2
48004004X*	4.0	40	150	18	4	3.9	2

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

◆適合最大ガイドワイヤ径:0.018"

■販売名: SABER PTA カテーテル ■承認番号: 22600BZX00271000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 17184014

