

Cordis[®]

AVIATOR PLUS[®]

PTA BALLOON CATHETER

アビエーター プラス[®]

PTAバルーンカテーテル

0.014" Rapid Exchange System for Carotid,
Renal and Peripheral Intervention



AVIATOR PLUS®

PTA BALLOON CATHETER

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン 有効長 (mm)	カテーテル 有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小 シースサイズ (F)	適合最小 ガイディング カテーテル(F)	シャフト径 (F)
424-4015W	4.0	15	142	14	4	6	3.3
424-4020W	4.0	20	142	14	4		
424-4030W	4.0	30	142	14	4		
424-4040W	4.0	40	142	14	4		
424-4515W	4.5	15	142	14	4		
424-4520W	4.5	20	142	14	4		
424-4530W	4.5	30	142	14	4		
424-5015W	5.0	15	142	14	4		
424-5020W	5.0	20	142	14	4		
424-5030W	5.0	30	142	14	4		
424-5040W	5.0	40	142	14	4		
424-5515W	5.5	15	142	14	4		
424-5520W	5.5	20	142	14	4		
424-5530W*	5.5	30	142	14	4		
424-6015W	6.0	15	142	14	4		
424-6020W	6.0	20	142	14	4		
424-6030W*	6.0	30	142	14	4		
424-6040W	6.0	40	142	14	4		
424-7015W*	7.0	15	142	12	5		
424-7020W*	7.0	20	142	12	5		
424-7040W*	7.0	40	142	12	5		

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

◆適合最大ガイドワイヤー径:0.014"

■販売名: アビエーター プラス ■承認番号: 22000BZX01059000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 17184014

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/特殊型



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社/〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

