


**RADIAL-SPECIFIC DESIGN.
PATIENT-FOCUSED BENEFITS.**

S.M.A.R.T. RADIANZ®



**Designed for
Radial**




**Clinically Proven—
the Stent with the Stats**



**High Patient
Satisfaction***

Product Overview



S.M.A.R.T. RADIANTZ®

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)
SR06040XL	6.0	40	190	6	0.018
SR06100XL	6.0	100			
SR07040XL	7.0	40			
SR07060XL	7.0	60			
SR07080XL	7.0	80			
SR07100XL	7.0	100			
SR08040XL	8.0	40			
SR08060XL	8.0	60			
SR08080XL	8.0	80			
SR08100XL	8.0	100			
SR09040L	9.0	40	150		
SR09060L	9.0	60			
SR09080L	9.0	80			
SR10040L	10.0	40			
SR10060L	10.0	60			
SR10080L	10.0	80			

■販売名: SMART CONTROL ステント ■承認番号: 22500BZX00194000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 36035003/44279000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット/橈骨動脈穿刺対応型

カタログ番号	ステントサイズ (mm)		デリバリーシステム		
	径	長さ (拡張後)	シャフト有効長 (cm)	シャフト最大外径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)
SR06150XL	6.0	150	190	6	0.018
SR07150XL	7.0	150			
SR08150XL	8.0	150			

■販売名: SMART ステント ■承認番号: 22500BZX00195000 ■クラス分類: III ■JMDNコード: 36035003

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/末梢血管用ステントセット/橈骨動脈穿刺対応型



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

