


**RADIAL-SPECIFIC DESIGN.
PATIENT-FOCUSED BENEFITS.**

BRITE TIP RADIANZ®



Designed for Radial





**Hydrophilic coating
and atraumatic tip**



Engineered to Deliver

BRITE TIP RADIANTZ®

Product Overview



親水性コーティング

シースの有効長(110cm / 135cm)に施し、スムーズな挿入とスパムスのリスク(挿入時の抵抗)を低減

ブレードシャフト

薄型、プッシュアビリティ、トラッカビリティ、耐キンク性を最適化

PTFE ライナー

内腔表面に付与することで滑りを向上、デバイスのスムーズな通過に対応

BRITE TIP RADIANTZ®

カタログ番号	サイズ (F)	形状	カテーテル有効長 (cm)
687-280-110	6.0	ストレート	110
687-280-135	6.0	ストレート	135

■販売名: プライットチップガイディングシース ■承認番号: 30400BZX00007000 ■クラス分類: IV ■JMDN コード: 17846104

■特定保険医療材料請求区分: ガイディングカテーテル/その他血管用

Cordis

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

