




saber[®].035

PTA DILATATION CATHETER

DESIGNED FOR EFFICIENCY



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F)	バルーンマーカー
48004004P	4.0	40	40	22	5	5.2	2
48004008P	4.0	80	40	22	5	5.2	2
48005004P	5.0	40	40	22	5	5.2	2
48005008P	5.0	80	40	22	5	5.2	2
48006004P	6.0	40	40	18	5	5.2	2
48006008P	6.0	80	40	18	5	5.2	2
48004002N*	4.0	20	80	22	5	5.2	2
48004004N	4.0	40	80	22	5	5.2	2
48004010N	4.0	100	80	22	5	5.2	3
48005002N*	5.0	20	80	22	5	5.2	2
48005004N	5.0	40	80	22	5	5.2	2
48005010N	5.0	100	80	22	5	5.2	3
48006002N*	6.0	20	80	18	5	5.2	2
48006004N	6.0	40	80	18	5	5.2	2
48006010N	6.0	100	80	17	5	5.2	3
48007002N*	7.0	20	80	18	5	5.2	2
48007004N	7.0	40	80	18	5	5.2	2
48008002N*	8.0	20	80	16	6	5.2	2
48008004N	8.0	40	80	16	6	5.2	2
48009002N*	9.0	20	80	13	6	5.2	2
48009004N	9.0	40	80	13	6	5.2	2
48010002N*	10.0	20	80	14	7	5.2	2
48010004N	10.0	40	80	14	7	5.2	2
48012002N*	12.0	20	80	12	7	5.2	2
48012004N	12.0	40	80	12	7	5.2	2
48004004R	4.0	40	135	22	5	5.2	2
48005004R	5.0	40	135	22	5	5.2	2
48006004R	6.0	40	135	18	5	5.2	2
48007004R	7.0	40	135	18	5	5.2	2
48008004R	8.0	40	135	16	6	5.2	2
48010004R	10.0	40	135	14	7	5.2	2

*在庫をご確認の上、ご注文ください。

適合ガイドワイヤー径：0.035"

■販売名：SABER .035 PTA カテーテル ■承認番号：30500BZX00039000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：17184014



[販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Tel.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

