



**RADIAL-SPECIFIC DESIGN.  
PATIENT-FOCUSED BENEFITS.**

# **SABERX RADIANZ®**



**Designed for  
Radial**




**Engineered for  
Exceptional Deliverability**



**Streamlined for  
Procedural Efficiency**

## Product Overview



## SABERX RADIANT<sup>®</sup>

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F) (Distal/Prox.)	バルーンマーカー
R51003004L	3.0	40	190	18	4	3.9/3.3	2
R51003010L	3.0	100	190	18	4	3.9/3.3	3
R51003015L	3.0	150	190	14	4	3.9/3.3	3
R51003030L	3.0	300	190	14	4	3.9/3.3	3
R51004004L	4.0	40	190	18	4	3.9/3.3	2
R51004006L	4.0	60	190	18	4	3.9/3.3	2
R51004010L	4.0	100	190	18	4	3.9/3.3	3
R51004015L	4.0	150	190	14	4	3.9/3.3	3
R51004030L	4.0	300	190	14	4	3.9/3.3	3
R51005004L	5.0	40	190	16	4	3.9/3.3	2
R51005006L	5.0	60	190	16	4	3.9/3.3	2
R51005010L	5.0	100	190	16	4	3.9/3.3	3
R51005015L	5.0	150	190	14	5	3.9/3.3	3
R51006004L	6.0	40	190	16	4	3.9/3.3	2
R51006006L	6.0	60	190	16	4	3.9/3.3	2
R51006010L	6.0	100	190	16	5	3.9/3.3	3
R51006015L	6.0	150	190	14	5	3.9/3.3	3
R51007004L	7.0	40	190	14	4	3.9/3.3	2
R51008004L	8.0	40	190	12	4	3.9/3.3	2

■販売名：SABER PTA カテーテル ■承認番号：22600BZX00271000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：17184014

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／特殊型 ■推奨ガイドワイヤー径：0.018"

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F) (Distal/Prox.)	バルーンマーカー
R51005030L	5.0	300	190	14	5	4.7/4.3	3
R51006030L	6.0	300	190	14	6	4.7/4.3	3
R51007006L	7.0	60	190	14	5	4.7/4.3	2
R51008006L	8.0	60	190	12	5	4.7/4.3	2
R51009004L	9.0	40	190	10	5	4.7/4.3	2
R51010004L	10.0	40	190	10	5	4.7/4.3	2

■販売名：SABER PTA カテーテル ■承認番号：22600BZX00271000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：17184014

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／PTA バルーンカテーテル／一般型／標準型 ■推奨ガイドワイヤー径：0.018"



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン  
Webサイト

Cordis Circle 検索

