




Farther is where
we're going,

Further is
where we're
headed.

スパイラルレーザーカットの
ステンレスハイポチューブシャフト
柔軟性とプッシュビリティが向上



35cmと50cmの
ラピッドエクステンジポート長
複雑な病変部に対応した
プッシュビリティを提供
*35cm (バルーン長 \leq 150mm) /
50cm (バルーン長 \geq 200mm)

ロングテーパードバルーン (\geq 20cm)
血管の形状にフィットし、
血管損傷を軽減


2層の親水性コーティング
バルーンとアウターシャフトの
摩擦を低減し、
追従性とクROSSサビリティが向上

Balloon Distal に2マーカーを採用
Long balloon*使用時に
バルーンのDistalとProximalの
透視下での確認をサポート
(*Balloon長 \geq 100mm)

アトラウマティック・テーパチップ
クROSSサビリティを高め、
病変部の通過性が向上



saberX™.014
PTA DILATATION CATHETER



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	カテーテル有効長 (cm)	RBP (atm)	適合最小シースサイズ (F)	シャフト径 (F) (Distal / Proximal)	バルーンマーカー
47512015M*	1.25	15	150	16	4	2.8/3.6	2
47520040M	2.0	40	150	16	4	2.8/3.6	2
47520150M	2.0	150	150	16	4	2.8/3.6	3
47520200M	2.0	200	150	16	4	3.6	3
47520300M	2.0	300	150	16	4	3.6	3
47525040M	2.5	40	150	16	4	2.8/3.6	2
47525150M	2.5	150	150	16	4	2.8/3.6	3
47525200M	2.5-2.0	200	150	16	4	3.6	3
47525300M	2.5-2.0	300	150	16	4	3.6	3
47530040M	3.0	40	150	16	4	2.8/3.6	2
47530150M	3.0	150	150	16	4	2.8/3.6	3
47530200M	3.0-2.5	200	150	16	4	4.1	3
47530300M	3.0-2.5	300	150	16	4	4.1	3
47535040M*	3.5	40	150	16	4	2.8/3.6	2
47535200M	3.5-3.0	200	150	16	4	4.1	3
47535300M	3.5-3.0	300	150	16	4	4.1	3
47540040M	4.0	40	150	16	4	2.8/3.6	2
47540150M	4.0	150	150	16	4	2.8/3.6	3
47540200M	4.0-3.5	200	150	16	4	4.1	3
47540300M	4.0-3.5	300	150	16	4	4.1	3
47550200M	5.0-4.5	200	150	16	5	4.1	3
47550300M	5.0-4.5	300	150	16	5	4.1	3
47560200M	6.0-5.5	200	150	16	5	4.1	3
47560300M	6.0-5.5	300	150	16	5	4.1	3

ブルーハイライトはテーバードバルーン(近位部バルーン径 - 遠位部バルーン径)

*在庫をご確認の上、ご注文ください。

適合ガイドワイヤー径: 0.014"

■販売名: SABER .014 PTAカテーテル ■承認番号: 30600BZX00263000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 17184014



[販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Tel.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

