

CORDIS AVANTI[®]+ Introduutores


Desempenho adequado
do começo ao fim



CORDIS AVANTI®+ INTRODUTORES

Para uma inserção sem traumas

A cânula oferece um desempenho comprovado, confiável e adequado do começo ao fim




Para uma inserção suave e sem traumas
Ótima resistência a dobras

- *Capacidade de manobra otimizada do cateter com extravasamento mínimo*

Para uma inserção suave e sem traumas

- A ponta uniformemente cortada garante a transição fácil do introdutor, à medida que ele cruza o mini fio guia na artéria durante a inserção inicial
- Transições fáceis entre a cânula, o fio guia e o dilatador para:
 - entrada no vaso sem esforço
 - maior conforto do paciente
 - menor risco de complicações



* Cordis RELATÓRIO DE TESTE DE ENGENHARIA 12621862. 2011

CORDIS AVANTI®+ INTRODUTORES

Flexibilidade e resistência para uma maior segurança do paciente

Ótima resistência a dobras


Material de camada dupla proporciona ao AVANTI®+ Introdutor uma excelente flexibilidade e resistência necessária para prevenir dobras, mesmo em vasos tortuosos e tecido cicatricial




Capacidade de manobra otimizada do cateter com extravasamento mínimo

A válvula hemostática patenteada SLIX com um desenho em espiral de seis cortes permite o livre movimento do cateter sem refluxo de sangue ou aspiração de ar

Raio de Torsão



Teste de Lubricidade da Válvula Hemostática (4F)



Desempenho Adequado do Começo ao Fim

Disponível com ou sem o mini fio guia
(comprimento médio sem fio apenas)

Disponível em três tamanhos

- * 5,5cm = **braquial e pediátrico**
- * 11cm = **comprimento padrão**
- * 23cm = **comprimento médio**



CARDIOLOGIA: AVANTI®+ Introdutor padrão

Tamanho French	Cor	Cânula de 11 cm		
		Mini Guia (Pol)	Com Mini Guia	Sem Mini Guia
4	■	0,035	504-604X	504-604A
5	■	0,038	504-605X	504-605A
5,5	■	0,038	504-655X*	
6	■	0,038	504-606X	504-606A
6,5	■	0,038	504-656X*	
7	■	0,038	504-607X	504-607A
7,5	■	0,038	504-657X*	
8	■	0,038	504-608X	504-608A
8,5	■	0,038	504-658X*	
9	■	0,038	504-609X	504-609A
10	■	0,038	504-610X	504-610A
11	■	0,038	504-611X	

* Introdutor de monitoramento: possui um DI ligeiramente maior para o monitoramento da pressão ou aspiração pelo acesso lateral com um cateter; é meio tamanho French maior



CARDIOLOGIA: AVANTI®+ Introdutor médio

Tamanho French	Cor	Cânula de 23 cm	
		Dilatador útil (cm)	Sem obturador
4	■	30	504-604T
5	■	30	504-605T
6	■	30	504-606T
7	■	30	504-607T
8	■	30	504-608T
10	■	30	504-610T
11	■	30	504-611T



CORDIS AVANTI®+ Introdutores

CARDIOLOGIA: AVANTI®+ Introdutor braquial com mini fio guia

Cânula de 5,5 cm			
Tamanho French	Cor	Mini Guia (Pol)	Código do Produto
4	■	0,035	504-604P
5	■	0,038	504-605P
6	■	0,038	504-606P



CARDIOLOGIA: Introdutor pediátrico com mini fio guia AVANTI®+

Cânula de 7,5 cm			
Tamanho French	Cor	Mini Guia (Pol)	Código do Produto
4	■	0,021	504-604S
5	■	0,021	504-605S
6	■	0,021	504-606S



CARDIOLOGIA: Kit do introdutor transradial com mini fio guia AVANTI®+

Tamanho French	Cor	Cânula de 11 cm		Cânula de 23 cm	
		Diâmetro do Mini Fio Guia (Pol)	Número do catálogo	Diâmetro do Mini Fio Guia (Pol)	Código do Produto
4	■	0,021	504-614Z	0,021 70 cm	504-624Z
5	■	0,021	504-615Z	0,021 70 cm	504-625Z
6	■	0,021	504-616Z	0,021 70 cm	504-626Z
7	■	0,021	504-617Z		



Somente para profissionais de saúde

Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO e AVANTI são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Registro ANVISA AVANTI nº 81356112268, 81356112178 e 81356112281.

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br.

SAC - Atendimento ao Cliente Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / E-mail: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2021 Cardinal Health. Todos os Direitos Reservados.

100563754 01/2021

Cordis
A Cardinal Health company