

OPTIMIZE SUS RESULTADOS

Catéter guía **ADROIT™ 6F**
Luz interna de 0.072'', soporte óptimo

Cordis[®]
A Cardinal Health company

Catéter guía **ADROIT™ 6F**

Luz interna de 0.072",
soporte óptimo



LA MAYOR LUZ INTERNA DEL MERCADO: 0.072"

- **Aumenta el espacio de maniobra**

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE MALLA HÍBRIDA

- **Soporte óptimo con una luz interna mayor**
- **Mayor resistencia al acodamiento**



DISEÑO AVANZADO MULTISEGMENTO

- **Mayor resistencia al acodamiento**
- **Mayor estabilidad**
- **Procedimiento atraumático**

Catéter guía Cordis **ADROIT™** 6F


Luz interna de 0.072", soporte óptimo

LA MAYOR LUZ INTERNA DEL MERCADO: 0.072"




TECNOLOGÍA TRUELUMEN® que asegura una luz interna constante desde el conector hasta la punta

- Mejora la compatibilidad con un mayor número de dispositivos
- Facilita la técnica "kissing balloon"
- Optimiza la visualización



Catéter guía Cordis **ADROIT™** 6F



Luz interna de 0.072", soporte óptimo



INNOVADORA TECNOLOGÍA DE MALLA HÍBRIDA

- Proporciona soporte óptimo
- Excelente Torque
- La mayor luz interna del mercado
- Máxima resistencia al acodamiento

DISEÑO HÍBRIDO innovador realizado mediante el **TRENZADO DE DOS TAMAÑOS** de alambre diferentes superpuestos 2 a 2



Catéter guía Cordis **ADROIT™ 6F** Luz interna de 0.072", soporte óptimo

DISEÑO AVANZADO MULTISEGMENTO

- Canulación atraumática, estable y precisa
- Mayor resistencia al acodamiento y menor tasa de "efecto látigo"
- Retención de la forma durante procedimientos prolongados
- Control del procedimiento
- Óptima visualización

PUNTA ATRAUMÁTICA MÁS LARGA (0,2")
Permite canulación activa y mejor visualización

SEGMENTO COAXIAL (0,3")


**SEGMENTO RESISTENTE
AL ACODAMIENTO (5,5")**

SEGMENTO FLEXIBLE (3,0")


Permite una transición suave desde los segmentos proximales a los distales, mejorando el torque y el control, reduciendo el "efecto látigo" (whip)

SEGMENTO DE SOPORTE/TORQUE


Radio de acodamiento "kinking"^{1*}




"Efecto látigo"^{1*}



Catéter guía **ADROIT™ 6F** Luz interna de 0.072", soporte óptimo



AMPLIO RANGO DE CURVAS



● Otras curvas disponibles

1. Datos de archivo, Cordis®. Las pruebas no tuvieron el poder para mostrar diferencias estadísticas.

Información Importante:

Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.


CORDIS, el LOGO de Cordis, ADROIT son marcas comerciales o marcas registradas de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE. UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2018 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 100509934 04/18

Cordis[®]
A Cardinal Health company

Catéter guía Cordis **ADROIT™** 6F


Luz interna de 0.072", soporte óptimo



CÓDIGOS DE PRODUCTO

Coronaria Izquierda	CURVA	CÓDIGO	LONGITUD cm
JUDKINS LEFT	JL 3	672-000-00	100
	JL 3.5	672-002-00	100
	JL 3.5 SH	672-003-00	100
	JL 3.5 ST	672-012-00	100
	JL 4	672-004-00	100
	JL 4 (125 cm)	672-040-25	125
	JL 4 (90 cm)	672-004-90	90
	JL 4 SH	672-005-00	100
	JL 4 ST	672-014-00	100
	JL 4.5	672-006-00	100
	JL 4.5 ST	672-016-00	100
	JL 5	672-008-00	100
	JL 6	672-010-00	100
JUDKINS CURVED LEFT	JCL 3.5	672-026-00	100
	JCL 3.5 SH	672-027-00	100
	JCL 4	672-028-00	100
AMPLATZ LEFT	AL .75	672-034-00	100
	AL .75 SH	672-035-00	100
	AL 1	672-036-00	100
	AL 1 SH	672-037-00	100
	AL 1 ST	672-044-00	100
	AL 1.5	672-038-00	100
	AL 2	672-040-00	100
	AL 2 SH	672-041-00	100
	AL 3	672-042-00	100
EXTRA BACK-UP LEFT	XB 2	672-464-00	100
	XB 2.5	672-465-00	100
	XB 2.75	672-730-00	100
	XB 3	672-052-00	100
	XB 3 SH	672-053-00	100
	XB 3.25	672-400-00	100
	XB 3.5	672-054-00	100
	XB 3.5 (125 cm)	672-054-25	125
	XB 3.5 (90 cm)	672-054-90	90
	XB 3.5 SH	672-055-00	100
	XB 4	672-056-00	100
	XB 4 SH	672-057-00	100
	XB 4.5	672-058-00	100
	XB 4.5 SH	672-059-00	100
	XBLAD 3	672-066-00	100
	XBLAD 3 SH	672-067-00	100
	XBLAD 3.5	672-060-00	100
	XBLAD 3.5 SH	672-061-00	100
	XBLAD 4	672-062-00	100
	XBLAD 4 SH	672-063-00	100
	XBLAD 4.5	672-064-00	100
	XBC 2.5	672-732-00	100
	XBC 2.75	672-734-00	100
	XBC 3	672-070-00	100
	XBC 3 SH	672-071-00	100
	XBC 3.25	672-736-00	100
	XBC 3.5	672-072-00	100
	XBC 3.5 SH	672-073-00	100
	XBC 4	672-074-00	100
	XBC 4 SH	672-075-00	100
XBC 4.5	672-076-00	100	
XBC 4.5 SH	672-077-00	100	

Catéter guía Cordis **ADROIT™** 6F Luz interna de 0.072", soporte óptimo



CÓDIGOS DE PRODUCTO

Coronaria Derecha	CURVA	CÓDIGO	LONGITUD cm
JUDKINS RIGHT	JR 3.5	672-080-00	100
	JR 3.5 SH	672-081-00	100
	JR 4	672-082-00	100
	JR 4 (125 cm)	672-082-25	125
	JR 4 (90 cm)	672-082-90	90
	JR 4 SH	672-083-00	100
	JR 4 ST	672-090-00	100
	JR 5	672-084-00	100
JUDKINS CURVED RIGHT	JCR 4	672-098-00	100
AMPLATZ RIGHT	AR 1	672-110-00	100
	AR 1 SH	672-111-00	100
	AR 2	672-112-00	100
	AR 2 SH	672-113-00	100
EXTRA BACK-UP RIGHT	XBRCA	672-126-00	100
	XBRCA SH	672-127-00	100
	XBR 1	672-122-00	100
	XBR 1 SH	672-123-00	100
	XBR 2	672-124-00	100
WILLIAMS TECHNIQUE	3DRC	672-130-00	100
	3DRC SH	672-131-00	100
NOTO TECHNIQUE	NR 4	672-120-00	100
Abordaje Radial			
JUDKINS FAJADET LEFT	JFL	672-162-00	100
	JFL ST	672-164-00	100
JUDKINS FAJADET RIGHT	JFR	672-168-00	100
	JFR ST	672-170-00	100
KIMNY TECHNIQUE	RB	672-172-00	100
RADIAL BI-LATERAL	RBL 4	672-717-00	100
	RBL 4.5	672-729-00	100
	RBL 5	672-718-00	100
BARBEAU	BARBEAU	672-174-00	100
	RRAD6	672-300-00	100
	RRAD6 XB	672-301-00	100
Multipropósito			
MULTIPURPOSE	MPA 1	672-270-00	100
	MPA 1 (125 cm)	672-270-25	125
	MPA 1 SH	672-271-00	100
	MPB 1	672-272-00	100
HOCKEY STICK	H-STICK	672-278-00	100
	H-STICK (90 cm)	672-278-90	90
	H-STICK SH	672-279-00	100
Bypass			
LEFT CORONARY BY PASS	LCB	672-180-00	100
	LCB (90 cm)	672-180-90	90
	LCB SH	672-181-00	100
RIGHT CORONARY BY PASS	RCB	672-182-00	100
	RCB (90 cm)	672-182-90	90
	RCB SH	672-183-00	100
INTERNAL MAMMARY	IM	672-190-00	100
	IM (90 cm)	672-190-90	90
	IM SH	672-191-00	100
Arteria Renal			
RENAL CURVE	RDC	672-212-55	55

Ecopacks	CURVA	CÓDIGO	LONGITUD cm
	JL 4 ECOPAC	672-004-0E	100
	XB 3.5 ECOPAC	672-054-0E	100
	JR4 ECOPAC	672-082-0E	100
Longe Brite Tip			
	AL 2 LBT	672-040-0L	100
	AR 1 LBT	672-110-0L	100
	AR 2 LBT	672-112-0L	100
	XB 3.5 LBT	672-054-0L	100
	JL4 LBT	672-004-0L	100
	JR 4 LBT	672-082-0L	100
	MPA 1 LBT	672-270-0L	100
	H-STICK LBT	672-278-0L	100

Cordis[®]
A Cardinal Health company