




TIMIZE

OS SEUS RESULTADOS

Cateter guia **ADROIT™** 6F

Lúmen interno de 0.072", ótimo suporte

Cordis[®]
A Cardinal Health company

Cateter guia

ADROIT™ 6F

Lúmen interno de 0.072",
ótimo suporte



O MAIOR LÚMEN INTERNO DO MERCADO: 0.072"

- **Aumenta o espaço de trabalho¹**

TECNOLOGIA INOVADORA COM MALHA HÍBRIDA

- **Ótimo suporte com um lúmen interno maior**
- **Maior resistência à torção¹**

DESENHO AVANÇADO MULTISEGMENTO

- **Maior resistência à torção¹**
- **Maior estabilidade¹**
- **Procedimento não traumático**

Cateter guia Cordis **ADROIT™** 6F

Lúmen interno de 0.072", ótimo suporte



REVESTIDO COM PTFE que lubrifica o interior para facilitar a passagem de dispositivos

O MAIOR LÚMEN INTERNO DO MERCADO: 0.072"

ADROIT™



LAUNCHER®



TECNOLOGIA TRUELUMEN® que assegura um lúmen interno constante desde o conector até à ponta


- Melhora a compatibilidade com um maior número de dispositivos
- Facilita a técnica "kissing balloon"
- Otimiza a visualização

"kissing balloon"^{1*}

FORÇA DE INSERÇÃO
DO 2º BALÃO (g)


ADROIT™

LAUNCHER®




Cateter guia **ADROIT™ 6F**

**Lúmen interno de 0.072",
ótimo suporte**



AMPLA VARIEDADE DE CURVAS



● Outras curvas disponíveis

Entre as possíveis complicações encontram-se, embora não exclusivamente, as seguintes: • embolismo • hematoma no local da punção • infecção • perfuração do coração • lesão, dissecação ou perfuração vascular • espasmo vascular • isquemia • hemorragia • arritmia • reação a meios de contraste • falecimento.

1. Dados em arquivo, Cordis.

* Os testes foram impotentes para mostrar diferenças estatísticas.

Antes de usar, consulte as "Instruções de Uso" fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções.


Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. Reg. ANVISA nº 81356112261.

CORDIS, Cordis LOGO, ADROIT são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e / ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. Para solicitar qualquer esclarecimento, dirija-se ao seu representante local da Cordis®

Cordis[®]
A Cardinal Health company

Cateter guia Cordis **ADROIT™** 6F

Lúmen interno de 0.072", ótimo suporte



Coronária Direita	CURVA	CÓDIGO	COMPRIMENTO
JUDKINS RIGHT	JR 3.5	672-080-00	100
	JR 3.5 SH	672-081-00	100
	JR 4	672-082-00	100
	JR 4 (125 cm)	672-082-25	125
	JR 4 (90 cm)	672-082-90	90
	JR 4 SH	672-083-00	100
	JR 4 ST	672-090-00	100
JUDKINS CURVED RIGHT	JR 5	672-084-00	100
	JCR 4	672-098-00	100
AMPLATZ RIGHT	AR 1	672-110-00	100
	AR 1 SH	672-111-00	100
	AR 2	672-112-00	100
	AR 2 SH	672-113-00	100
EXTRA BACK-UP RIGHT	XBRCA	672-126-00	100
	XBRCA SH	672-127-00	100
	XBR 1	672-122-00	100
	XBR 1 SH	672-123-00	100
	XBR 2	672-124-00	100
WILLIAMS TECHNIQUE	3DRC	672-130-00	100
	3DRC SH	672-131-00	100
NOTO TECHNIQUE	NR 4	672-120-00	100
Abordagem Radial			
JUDKINS FAJADET LEFT	JFL	672-162-00	100
	JFL ST	672-164-00	100
JUDKINS FAJADET RIGHT	JFR	672-168-00	100
	JFR ST	672-170-00	100
KIMNY TECHNIQUE	RB	672-172-00	100
RADIAL BI-LATERAL	RBL 4	672-717-00	100
	RBL 4.5	672-729-00	100
	RBL 5	672-718-00	100
BARBEAU	BARBEAU	672-174-00	100
	RRAD6	672-300-00	100
	RRAD6 XB	672-301-00	100
Multipurpose			
MULTIPURPOSE	MPA 1	672-270-00	100
	MPA 1 (125 cm)	672-270-25	125
	MPA 1 SH	672-271-00	100
	MPB 1	672-272-00	100
HOCKEY STICK	H-STICK	672-278-00	100
	H-STICK (90 cm)	672-278-90	90
	H-STICK SH	672-279-00	100
Bypass			
LEFT CORONARY BY PASS	LCB	672-180-00	100
	LCB (90 cm)	672-180-90	90
	LCB SH	672-181-00	100
RIGHT CORONARY BY PASS	RCB	672-182-00	100
	RCB (90 cm)	672-182-90	90
	RCB SH	672-183-00	100
INTERNAL MAMMARY	IM	672-190-00	100
	IM (90 cm)	672-190-90	90
	IM SH	672-191-00	100
Artéria Renal			
RENAL CURVE	RDC	672-212-55	55

Cordis®
A Cardinal Health company

CÓDIGO DO PRODUTO

Cateter guia Cordis **ADROIT™** 6F

Lúmen interno de 0.072", ótimo suporte

CÓDIGO DO PRODUTO

Coronária Esquerda	CURVA	CÓDIGO	COMPRIMENTO
JUDKINS LEFT	JL 3	672-000-00	100
	JL 3.5	672-002-00	100
	JL 3.5 SH	672-003-00	100
	JL 3.5 ST	672-012-00	100
	JL 4	672-004-00	100
	JL 4 (125 cm)	672-040-25	125
	JL 4 (90 cm)	672-004-90	90
	JL 4 SH	672-005-00	100
	JL 4 ST	672-014-00	100
	JL 4.5	672-006-00	100
	JL 4.5 ST	672-016-00	100
	JL 5	672-008-00	100
	JL 6	672-010-00	100
JUDKINS CURVED LEFT	JCL 3.5	672-026-00	100
	JCL 3.5 SH	672-027-00	100
	JCL 4	672-028-00	100
AMPLATZ LEFT	AL .75	672-034-00	100
	AL .75 SH	672-035-00	100
	AL 1	672-036-00	100
	AL 1 SH	672-037-00	100
	AL 1 ST	672-044-00	100
	AL 1.5	672-038-00	100
	AL 2	672-040-00	100
	AL 2 SH	672-041-00	100
	AL 3	672-042-00	100
EXTRA BACK-UP LEFT	XB 2	672-464-00	100
	XB 2.5	672-465-00	100
	XB 2.75	672-730-00	100
	XB 3	672-052-00	100
	XB 3 SH	672-053-00	100
	XB 3.25	672-400-00	100
	XB 3.5	672-054-00	100
	XB 3.5 (125 cm)	672-054-25	125
	XB 3.5 (90 cm)	672-054-90	90
	XB 3.5 SH	672-055-00	100
	XB 4	672-056-00	100
	XB 4 SH	672-057-00	100
	XB 4.5	672-058-00	100
	XB 4.5 SH	672-059-00	100
	XBLAD 3	672-066-00	100
	XBLAD 3 SH	672-067-00	100
	XBLAD 3.5	672-060-00	100
	XBLAD 3.5 SH	672-061-00	100
	XBLAD 4	672-062-00	100

