

CORDIS BRITE TIP[®] INTRODUTORES



BRITE TIP® INTRODUTORES

Flexibilidade e controle

Cânula resistente a dobras

Exclusiva cânula de camada dupla

Flexibilidade e suporte para acessar vasos tortuosos

Parede da cânula mais espessa

Melhor resistência a dobras

Cânula e dilatador de vasos revestidos de silicone


Entrada no vaso lubrificada e antitrombogênica



Válvula SLIX patenteada

Projeto em espiral de seis cortes da válvula hemostática

Livre movimento do cateter sem refluxo de sangue ou aspiração de ar





BRITE TIP® INTRODUTORES

Colocação precisa e sem traumas

Desenho de cânula e dilatador cuidadosamente fabricados

Transições cônicas entre cânula e dilatador para:


- Entrada no vaso sem esforço
- Maior conforto do paciente
- Reduz potencialmente as complicações no local de acesso, mesmo quando penetra em tecido cicatricial



BRITE TIP® Introduutores com ponta radiopaca

Ponta distal com tungstênio preto

A excelente visualização facilita a localização exata da ponta distal do introdutor para um posicionamento intervencionista preciso



CORDIS BRITE TIP® INTRODUTORES

Informações para Pedidos

Comprimentos maiores disponíveis para uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas



			Código do Produto						
Comprimento da Cânula			5,5cm	11cm	23cm	35cm	45cm	55cm	90cm
Tamanho French	Código cor	Ponta Dilatador (mm)	Com Mini Guia	Com Mini Guia	Sem Mini Guia				
4	■	25		401-411M	401-423M				
5	■	25		401-511M	401-523M	401-535M	401-545M	401-555M	
6	■	35	401-605M	401-611M	401-623M	401-635M	401-645M	401-655M	401-690M
7	■	35	401-705M	401-711M	401-723M	401-735M	401-745M	401-755M	401-790M
8	■	35	401-805M	401-811M	401-823M	401-835M	401-845M	401-855M	
9	■	35		401-911M	401-923M	401-935M			
10	■	45		401-011M	401-023M				
11	■	45		401-111M	401-123M				

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO e BRITE TIP são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA BRITE TIP nº 81356112281 e nº 81356112282.

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br

SAC Atendimento a Clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100563751 08/2020

Cordis
A Cardinal Health company