


Cordis **ELITECROSS**[®]

Cateter de Suporte



**Direção Assistida
para um Cruzamento
mais Eficiente.**

Cordis ELITECROSS®

Cateter de Suporte

Oferece uma combinação única de suporte e opções de formato, para permitir uma abordagem customizada em lesões difíceis.


- SUPORTE INCOMPARÁVEL*
- PUSHABILITY INCOMPARÁVEL*
- EXCELENTE* TRACKABILITY
- LÚMEN INTERNO EXTRA GRANDE pode acomodar sistemas de cateter de suporte de 0,014"
- Ponta cônica e revestimento hidrofílico lubrificado aumentam a capacidade de entrega

Portfólio:


- Compatibilidade com fio guia de 0,035"
- Comprimento de 132 cm
- Versões XS Reto e XS Angulado
- Compatível com dispositivo DX e IX

Comparação da Configuração:

Cateter de Suporte ELITECROSS® - SUPORTE EXTRA Reto



Cateter de Suporte ELITECROSS® SUPORTE EXTRA Angulado



CATETER DE SUPORTE ELITECROSS®

Código do Produto	Descrição	Formato	Comprimento
MGC39140X	CATETER DE SUPORTE ELITECROSS® - SUPORTE EXTRA	RETO	132 cm
MGC39140A	CATETER DE SUPORTE ELITECROSS® - SUPORTE EXTRA	ANGULADO	132 cm

* Relatórios de testes internos Cordis

Somente para profissionais de saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CARDIS, Cordis LOGO e ELITECROSS são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA ELITECROSS n° 81356112176

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br

SAC atendimento clientes Cardinal Health do Brasil: (11) 2755-9426 - Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os Direitos Reservados.

100561743 06/2020