


Cordis ELITECROSS™

Catéter de Soporte



**Maniobra con Energía
para un Cruce Más
Potente.**

Cordis ELITECROSS™

Catéter de Soporte

Provee una combinación única de opciones de soporte y formas para permitir un abordaje adaptado a lesiones duras.


- SOPORTE INIGUALABLE*
- EMPUJABILIDAD INIGUALABLE*
- MANIOBRABILIDAD MEJORADA*
- EL LUMEN INTERNO EXTRA GRANDE puede acomodar sistemas de catéter de soporte de 0,014"
- La punta fina y el revestimiento hidrófilo lubricado mejoran la entregabilidad

Portafolio:

- Compatibilidad con la guía de 0,035"
- Longitudes de 82 CM y 132 CM
- Versiones XS Recto y XS Angulado
- Compatible con dispositivos DX e IX

Comparación de Configuraciones:

ELITECROSS™ Catéter de Soporte - Recto SOPORTE EXTRA



ELITECROSS™ Catéter de Soporte - Angulado SOPORTE EXTRA



CATÉTER DE SOPORTE ELITECROSS™

Código de Catálogo	Descripción	Forma	Longitud
MGC39090X	CATÉTER DE SOPORTE ELITECROSS™ - SOPORTE EXTRA	RECTO	82 cm
MGC39090A	CATÉTER DE SOPORTE ELITECROSS™ - SOPORTE EXTRA	ANGULADO	82 cm
MGC39140X	CATÉTER DE SOPORTE ELITECROSS™ - SOPORTE EXTRA	RECTO	132 cm
MGC39140A	CATÉTER DE SOPORTE ELITECROSS™ - SOPORTE EXTRA	ANGULADO	132 cm

* Informes de ensayos internos de Cordis

Solo para los Profesionales de Salud. Información Importante: Antes de usar el producto, lea las Instrucciones de Uso proporcionadas con este dispositivo para las indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de la política de Cordis de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de productos sin notificación previa.

© 2017 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. CORDIS, ELITECROSS y el LOGO de Cordis son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cardinal Health y pueden estar registrados en los Estados Unidos y / o en otros países. 155-9119 9/17