
EXOSEAL®

Dispositivo de Fechamento Vascular

Maximize a Segurança Clínica* no Fechamento de Artérias



- Dispositivo extravascular
- Compatível com introdutores de 5F a 7F, com até 12cm de comprimento.
- Clinicamente Seguro*
- Colocação segura e precisa
- Indicadores visuais de fluxo pulsátil e janela indicadora de posicionamento



Dispositivo de Fechamento Vascular

Fechamento Extravascular Seguro

- Tecnologia Bioabsorvível
- Tampão sintético de Ácido Poliglicólico



iomente para profissionais de saúde

nformação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimente uugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento continuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as específicações de produto em notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO e EXOSEAL são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Ren. AUNIOS EXOSEAL DE 821355112752 (1997).

Advertências: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco d contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes

?ara mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.cor SAC Atendimento ao Cliente Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / E-mail: sac.brasil@cardinalhealth.com ⊵2020 Cardinal Health. Todos os Diretios Reservados.

