


Cordis EMERALD™

Guías



Pre-recubiertos

Pre-recubiertos:
Calidad
Lubricidad
Desempeño

Guías Rosen Extra Fuertes
y Amplatz Súper Rígidos DE
EMERALD™

Guías Rosen Extra Fuertes y Amplatz Súper Rígidos Recubiertos de PTFE de EMERALD™*


Guías Emerald Amplatz SÚPER RÍGIDOS (.035")

Diámetro (pulgadas)	Longitud (cm)	Radio J (mm)	Número de Catálogo
PUNTA RECTA			
.035 Amplatz	150	–	502-726
.035 Amplatz	180	–	502-728
CURVA J			
.035 Amplatz	150	3	502-731
.035 Amplatz	180	3	502-733
.035 Amplatz	260	3	502-735

Guías Emerald Rosen EXTRA FUERTES (.035")

Diámetro (pulgadas)	Longitud (cm)	Radio J (mm)	Número de Catálogo
CURVA J			
.035 Rosen	180	1,5	502-717

- Para entrada y guía percutáneas de catéteres angiográficos.
- 5 unidades por empaque.



* Más configuraciones disponibles. Por favor consulte su Catálogo Cordis.