


# Cordis **MAXI LD**®

Cateter Balão

O cateter balão .035"  
over the wire de  
escolha para tratar  
grandes artérias.



# Cordis **MAXI LD**<sup>®</sup>

## Cateter Balão

### **MAXI LD**<sup>®</sup>

## **O Cateter Balão .035" OTW de escolha para tratar grandes artérias**

### *Informações para Pedidos*

Diâmetro (mm) x Comprimento do Balão (cm)	Pressão de Ruptura (atm)	Compatibilidade de Introdutor (F)	Códigos do Produto	
			Comprimento do Sistema de Entrega (80cm)	Comprimento do Sistema de Entrega (110cm)
14 X 4	6	8	4161440S *	4161440L
14 X 6	6	8	4161460S *	4161460L
15 x 4	6	9	4161540S *	4161540L
15 x 6	6	9	4161560S *	4161560L
16 x 4	6	10	4161640S *	4161640L
16 x 6	6	10	4161660S *	4161660L
18 x 4	6	10	4161840S *	4161840L
18 x 6	6	10	4161860S *	4161860L *
20 x 4	6	11		4162040L
20 x 6	6	11	4162060S *	4162060L *
20 x 8	6	11		4162080LF *
22 x 4	5	12	4162240S *	4162240L
25 x 4	5	12	4162540S *	4162540L

\* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

Somente para profissionais da saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO, MAXI LD são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA MAXI LD nº 81356112272.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite [www.cardinalhealth.com.br](http://www.cardinalhealth.com.br)  
SAC atendimento clientes Cardinal Health do Brasil. Telefone: (11) 2755-9426 - Email: [sac.brasil@cardinalhealth.com](mailto:sac.brasil@cardinalhealth.com)

© 2019 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100534124 07/19

**Cordis**<sup>®</sup>  
A Cardinal Health company