


Cordis **MAXI LD**TM

Balón para Angioplastia Periférica

Sistema 0.035" de
elección para tratar
arterias grandes



Cordis **MAXI LD™**

Balón para Angioplastia Periférica

MAXI LD™

Sistema 0.035" OTW de elección para tratar arterias grandes

Información para pedidos

Balón DE x Longitud (mm x cm)	Presión de rotura (atm)	Compatibilidad de introductor recomendada (F)	Número para Pedido	Longitud útil del catéter (cm)	
				80	110
14 x 4	6	8	416 -1440	S	L
14 x 6	6	8	416 -1460	S	L
15 x 4	6	9	416 -1540	S	L
15 x 6	6	9	416 -1560	S	L
16 x 4	6	10	416 -1640	S	L
16 x 6	6	10	416 -1660	S	L
18 x 4	6	10	416 -1840	S	L
18 x 6	6	10	416 -1860	S	L
20 x 4	6	11	416 -2040	S	L
20 x 6	6	11	416 -2060	S	L
20 x 8	6	11	416 -2080		LF
22 x 4	5	12	416 -2240	S	L
25 x 4	5	12	416 -2540	S	L

Solo para los profesionales de salud.

Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.

CORDIS, Cordis LOGO, MAXI LD son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en los EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Cordis

© Cardinal Health 2019. Todos los derechos reservados.

100534124 10/2019

Cordis™
A Cardinal Health company