

Cordis **POWERFLEX® Pro**

Cateter Balão **.035"**

Para lesões difusas e complexas de membros inferiores

UM SÓ BALÃO
DO INÍCIO
AO FIM



Cordis
A Cardinal Health company

Cordis POWERFLEX®

UM SÓ BALÃO D

Baixo perfil em todos

Comprimento até 22 cm

- Para o tratamento de lesões longas e difusas

Compatibilidade do introdutor					
		3	4	5	
Comprimento (cm)	2	5	5	5	
	3	-	-	5	
	4	5	5	5	
	6	5	5	5	
	8	5	5	5	
	10	5	5	5	
	12	5	5	5	
	15	5	5	5	
	22	5	5	5	

Seguro e preciso

- **Insuflação e desinsuflação rápida**
- **Ombros curtos:** Para uma dilatação
- **Ponta cônica:** Aumenta a capacidade
- **Duas marcas radiopacas:** Marcas
- **Fabricado com Duralyn:**
 - Exclusivo material flexível
 - Crescimento mínimo em

desenho exclusivo

Pro Cateter Balão .035"

DO INÍCIO AO FIM

os seus procedimentos

Diâmetro (mm)

6	7	8	9	10	12
5	5	5	6	6	7
5	5	5	6	6	7
5	5	5	6	6	7
5	5	5	6	6	7
5	5	5	7	7	-
5	6	6	7	7	-
5	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

Compatível com 5F
até 8 mm de diâmetro

- Ideal também para lesões complexas

da: Agiliza o procedimento
ção precisa
ade de ultrapassar a lesão
de ouro de alta visibilidade

ível e resistente
m altas pressões (não complacente)

Cordis
A Cardinal Health company

Cordis POWERFLEX® Pro Cateter Balão .035"

POWERFLEX® Pro Cateter Balão .035" Informação Técnica	
Plataforma	0.035"
Diâmetros	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Comprimentos	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm
Hipotubo de Nylon	Desenho de duplo lúmen
	Alta resistência ao "kink"
	Diâmetro externo: 5,3 F
	Comprimento útil do cateter: 80 e 135 cm
Compatibilidade do introdutor	5F até 8 mm de diâmetro
	Todas as medidas longas (120, 150, 220 mm) compatíveis com 5F
Pressão de ruptura	Até 18 ATM
Revestimento	Cobertura de Silicone (MDX) na parte distal exterior e interior do hipotubo (30cm)
Complacência	Não complacente
Data de validade	3 anos

POWERFLEX® Pro Cateter Balão .035" (sistema de entrega c/ 80cm)										
Referências	Diâmetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Comprimento (cm)	2	4400302S	4400402S	4400502S	4400602S	4400702S	4400802S	4400902S	4401002S	4401202S
	3			4400503S	4400603S	4400703S	4400803S	4400903S	4401003S	4401203S
	4	4400304S	4400404S	4400504S	4400604S	4400704S	4400804S	4400904S	4401004S	4401204S
	6	4400306S	4400406S	4400506S	4400606S	4400706S	4400806S	4400906S	4401006S	4401206S
	8	4400308S	4400408S	4400508S	4400608S	4400708S	4400808S	4400908S	4401008S	
	10	4400310S	4400410S	4400510S	4400610S	4400710S	4400810S	4400910S	4401010S	
	12	4400312S	4400412S	4400512S	4400612S					
	15	4400315S	4400415S	4400515S	4400615S					
	22	4400322S	4400422S	4400522S	4400622S					

POWERFLEX® Pro Cateter Balão .035" (sistema de entrega c/ 135cm)										
Referências	Diâmetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Comprimento (cm)	2		4400402X	4400502X	4400602X	4400702X	4400802X	4400902X	4401002X	4401202X
	3									
	4	4400304X	4400404X	4400504X	4400604X	4400704X	4400804X	4400904X	4401004X	4401204X
	6	4400306X	4400406X	4400506X	4400606X	4400706X	4400806X	4400906X	4401006X	4401206X
	8	4400308X	4400408X	4400508X	4400608X	4400708X	4400808X	4400908X	4401008X	
	10	4400310X	4400410X	4400510X	4400610X	4400710X	4400810X	4400910X	4401010X	
	12	4400312X	4400412X	4400512X	4400612X					
	15	4400315X	4400415X	4400515X	4400615X					
	22	4400322X	4400422X	4400522X	4400622X					

Os possíveis efeitos adversos incluem, mas não estão limitados aos seguintes: • Embolia gasosa • Aneurisma • Hematoma no local de punção • Perfuração da parede do vaso • Complicações vasculares (por ex., laceração da íntima, dissecação, pseudoaneurisma, perfuração, ruptura, espasmo e oclusão) • Embolia • Reação alérgica (dispositivo, meio de contraste e medicações) • Reação pirogênica • Hemorragia, incluindo hemorragia no local da punção • Hipotensão/hipertensão • Isquemia • Necrose • Trombose

Somente para profissionais da saúde

Informação importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, Cordis LOGO e POWERFLEX são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA Powerflex Pro nº 81356112292. ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br SAC Atendimento a Clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100563745 08/2020

Cordis
A Cardinal Health company

Cordis POWERFLEX® Pro Cateter Balão .035"

UM SÓ BALÃO DO INÍCIO AO FIM

Baixo perfil em todos os seus procedimentos

Comprimento até 22 cm

- Para o tratamento de lesões longas e difusas

Compatibilidade do introdutor	Diâmetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Comprimento (cm)	2	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	3	-	-	5	5	5	5	6	6	7
	4	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	6	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	8	5	5	5	5	5	5	7	7	-
	10	5	5	5	5	6	6	7	7	-
	12	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	15	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	22	5	5	5	5	-	-	-	-	-

Compatível com 5F até 8 mm de diâmetro

- Ideal também para lesões complexas

Seguro e preciso

- **Insuflação e desinsuflação rápida:** Agiliza o procedimento
- **Ombros curtos:** Para uma dilatação precisa
- **Ponta cônica:** Aumenta a capacidade de ultrapassar a lesão
- **Dois marcas radiopacas:** Marcas de ouro de alta visibilidade
- **Fabricado com Duralyn:**
 - Exclusivo material flexível e resistente
 - Crescimento mínimo em altas pressões (não complacente)