

Power Flex Pro. Información técnica	
Plataforma	0.035"
Diámetros	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
Longitud	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm
Hipotubo de Nylon	Diseño de doble luz
	Elevada resistencia al acodamiento
	Diámetro externo: 5,3 F Longitud útil del catéter: 80 y 135 cm
Compatibilidad del introductor	5F hasta 8 mm de diámetro
	Todas las medidas largas (120, 150, 220 mm) compatibles con 5F
Presión de rotura	Hasta 18 ATM
Recubrimiento	Siliconado (MDX) en la parte distal: exterior del hipotubo (30 cm) y lumen interior (30 cm)
Complianza	No compliante
Fecha de caducidad	3 años

Power Flex Pro 80 cm.										
Referencias	Diámetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Longitud (cm)	2	4400302S	4400402S	4400502S	4400602S	4400702S	4400802S	4400902S	4401002S	4401202S
	3			4400503S	4400603S	4400703S	4400803S	4400903S	4401003S	4401203S
	4	4400304S	4400404S	4400504S	4400604S	4400704S	4400804S	4400904S	4401004S	4401204S
	6	4400306S	4400406S	4400506S	4400606S	4400706S	4400806S	4400906S	4401006S	4401206S
	8	4400308S	4400408S	4400508S	4400608S	4400708S	4400808S	4400908S	4401008S	
	10	4400310S	4400410S	4400510S	4400610S	4400710S	4400810S	4400910S	4401010S	
	12	4400312S	4400412S	4400512S	4400612S					
	15	4400315S	4400415S	4400515S	4400615S					
	22	4400322S	4400422S	4400522S	4400622S					

Power Flex Pro 135 cm.										
Referencias	Diámetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Longitud (cm)	2		4400402X	4400502X	4400602X	4400702X	4400802X	4400902X	4401002X	4401202X
	3									
	4	4400304X	4400404X	4400504X	4400604X	4400704X	4400804X	4400904X	4401004X	4401204X
	6	4400306X	4400406X	4400506X	4400606X	4400706X	4400806X	4400906X	4401006X	4401206X
	8	4400308X	4400408X	4400508X	4400608X	4400708X	4400808X	4400908X	4401008X	
	10	4400310X	4400410X	4400510X	4400610X	4400710X	4400810X	4400910X	4401010X	
	12	4400312X	4400412X	4400512X	4400612X					
	15	4400315X	4400415X	4400515X	4400615X					
	22	4400322X	4400422X	4400522X	4400622X					

La información contenida en este soporte debe completarse con las instrucciones de uso del producto antes de su utilización. Para solicitar cualquier aclaración dirijase a su representante local de Cordis®.

Cordis® POWERFLEX® Pro

Catéter para dilatación de **0.035" PTA**

Para lesiones difusas y complicadas de miembros inferiores

UN SOLO BALÓN DE PRINCIPIO A FIN



Información importante:

Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso proporcionadas con los dispositivos para las indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de la política de Cordis de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de productos sin notificación previa. Las marcas registradas de terceros usadas en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

© 2018 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 100509935 04/18
CORDIS, el LOGO de Cordis, POWERFLEX PRO son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE. UU. y / o en otros países.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Catéter para dilatación de 0.035 PTA de diseño exclusivo

Cordis®POWERFLEX® Pro

UN SOLO BALÓN DE PRINCIPIO A FIN

Mínimo perfil de cruce en todos sus procedimientos

Longitud hasta 22 cm

- Tratamiento de lesiones largas y difusas

Compatibilidad del introductor	Diámetro (mm)									
	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Longitud (cm)	2	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	3	-	-	5	5	5	5	6	6	7
	4	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	6	5	5	5	5	5	5	6	6	7
	8	5	5	5	5	5	5	7	7	-
	10	5	5	5	5	6	6	7	7	-
	12	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	15	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	22	5	5	5	5	-	-	-	-	-

Compatible con 5F hasta 8 mm de diámetro

- Apto también para lesiones complicadas

Seguro y preciso

- **Rápido inflado y desinflado:** Agiliza el procedimiento
- **Hombros acortados:** Para una dilatación precisa
- **Punta cónica:** Mejora la trazabilidad sobre la guía y la capacidad de cruce
- **Dos marcas radiopacas:** Aleación de oro de alta visibilidad
- **Fabricado con Duralyn®:**
 - Material exclusivo flexible y resistente
 - Crecimiento mínimo a altas presiones (no compliant)

Cordis
A Cardinal Health company