


SLEEK™ OTW

Cateter Balão .014" OTW


Excelente Pushability
(capacidade de empurrar) com
Baixo Perfil de Cruzamento.

- Escolha entre os diâmetros 1,25-5mm e comprimentos de 15-220mm
- Shaft (cateter) com 150cm de comprimento

Excelente Pushability para Revascularização Mais Distal¹



Baixo Perfil de Cruzamento



Benefícios do produto:

- **Excelente pushability** com **baixo perfil de cruzamento** facilita o tratamento das lesões infrapoplíteas distais mais desafiadoras
- Oferece o **mais amplo portfólio**, possibilitando tratar mais facilmente e com menos insuflações os pacientes com isquemia crítica de membros

Informações para pedidos

SLEEK™ Cateter Balão .014" OTW

Código do Produto	Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (mm)	Pressão de Ruptura (atm)	Introdutor Compatível (French)
426-1201X	1.25	15	14	4
426-1504X	1.5	40	16	4
426-1508X	1.5	80	16	4
426-1510X	1.5	100	16	4
426-2004X	2	40	16	4
426-2008X	2	80	15	4
426-2010X	2	100	15	4
426-2012X	2	120	15	4
426-2015X	2	150	15	4
426-2022X	2	220	15	4
426-2504X	2.5	40	16	4
426-2508X	2.5	80	15	4
426-2510X	2.5	100	15	4
426-2512X	2.5	120	15	4
426-2515X	2.5	150	15	4
426-2522X	2.5	220	15	4
426-3004X	3	40	16	4
426-3008X	3	80	15	4
426-3010X	3	100	15	4
426-3012X	3	120	15	4
426-3015X	3	150	15	4
426-3022X	3	220	15	4
426-3504X	3.5	40	16	4
426-3508X	3.5	80	15	4
426-3510X	3.5	100	15	4
426-4004X	4	40	16	4
426-4008X	4	80	15	4
426-4010X	4	100	15	4
426-5004X	5	40	14	4
426-5008X	5	80	13	4
426-5010X	5	100	13	4

Sistema de entrega com 150 cm de comprimento

Somente para profissionais de saúde.

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia. CORDIS, Cordis LOGO e SLEEK são marcas comerciais da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Registro ANVISA SLEEK OTW nº 81356112254.

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes. Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br.

SAC - Atendimento ao Cliente Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / E-mail: sac.brasil@cardinalhealth.com
©2020 Cardinal Health. Todos os Direitos Reservados.
100564351 09/2020.

Cordis[®]
A Cardinal Health company