

SUPERTORQUE[®] MB

Cateter de Calibração com Marcas Radiopacas 5F



Medindo
para o Sucesso


SUPERTORQUE® MB

Cateter de Calibração com Marcas Radiopacas 5F

Atendendo com precisão aos padrões de qualidade Cordis, o SUPERTORQUE® MB Cateter de Calibração com Marcas Radiopacas permite a realização de medições de comprimentos precisas nos mais diversos procedimentos endovasculares.

A excelente visibilidade das marcas radiopacas de liga de ouro proporciona fácil informação de localização do cateter na área vascular.

O corpo com malha trançada lhe proporciona um dispositivo altamente manobrável, que é necessário para este tipo de procedimento desafiante.



Informações para Pedidos

Comprimentos (cm)	Tamanho (F)	2 marcas radiopacas de liga de ouro		10 marcas radiopacas de liga de ouro		20 marcas radiopacas de liga de ouro	
		SH*	Código	SH*	Código	SH*	Código
65	5	–		–		8	532-598C
70	5	6	532-598D**	–		6	
110	5	6		6	532-598A	6	532-598B

* Furos Laterais

** Espaçamento de 2 cm por início de cada marca

Somente para profissionais de saúde

Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO e SUPERTORQUE são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. Reg. ANVISA SUPERTORQUE n° 81356112284.

ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br
SAC Atendimento a Clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os direitos reservados.

100568458 11/2020

Cordis
A Cardinal Health company