


# SLEEK™ OTW

Catéter de dilatación Over-the-Wire .014"

**Excelente capacidad de empuje y un bajo perfil de cruce.**


- Elección de diámetros de 1.25 a 5 mm y de 15 a 200 mm de longitud
- Longitudes de trabajo de catéter de 150 cm
- Mayor revascularización distal

Excelente Capacidad de Empuje para Mayor Revascularización Distal<sup>1</sup>



\*Sin significación estadística

Bajo Perfil Cruzado para Lesiones más Reducidas<sup>1</sup>



## Beneficios de SLEEK™ OTW:

- Excelente capacidad de empuje con un bajo perfil de cruce que facilita el tratamiento de las lesiones infrapoplíteas más alejadas y exigentes
- Ofrece el **más amplio catálogo**, para el tratamiento de pacientes con isquemia crítica de las extremidades, más fácilmente y con menos dilataciones

# Información para Pedidos

## Sistema de implantación SLEEK™ Over-the-Wire de 150 cm

Referencia Catálogo	Diámetro del Balón, mm	Longitud del Balón, mm	Medida de Presión de Ruptura, en Atmosferas	Compatibilidad F
426-1201X	1.25	15	14	4
426-1504X	1.5	40	16	4
426-1508X	1.5	80	16	4
426-1510X	1.5	100	16	4
426-2004X	2	40	16	4
426-2008X	2	80	15	4
426-2010X	2	100	15	4
426-2012X	2	120	15	4
426-2015X	2	150	15	4
426-2022X	2	220	15	4
426-2504X	2.5	40	16	4
426-2508X	2.5	80	15	4
426-2510X	2.5	100	15	4
426-2512X	2.5	120	15	4
426-2515X	2.5	150	15	4
426-2522X	2.5	220	15	4
426-3004X	3	40	16	4
426-3008X	3	80	15	4
426-3010X	3	100	15	4
426-3012X	3	120	15	4
426-3015X	3	150	15	4
426-3022X	3	220	15	4
426-3504X	3.5	40	16	4
426-3508X	3.5	80	15	4
426-3510X	3.5	100	15	4
426-4004X	4	40	16	4
426-4008X	4	80	15	4
426-4010X	4	100	15	4
426-5004X	5	40	14	4
426-5008X	5	80	13	4
426-5010X	5	100	13	4

### Información Importante:

Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso proporcionadas con los dispositivos para las indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de la política de Cordis de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de productos sin notificación previa. Las marcas registradas de terceros usadas en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CORDIS, el LOGO de Cordis, SLEEK son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2018 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 100509938 04/18

**Cordis**  
A Cardinal Health company